

機械器具 58 整形用機械器具
歯科用インプラント手術器具 70965001
一般医療機器

レストアー インターナルスレッドタップ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類：SD、RD、WD

〔成分〕

ステンレス鋼、高速度鋼

〔原理〕

インプラントのスクリューホールに本品を挿入して回転させ、ねじ山を形成する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの手術時、顎骨に埋植されたインプラントの内部スレッドが変形した等の場合に、ねじ山を形成し直すために使用する。

【使用方法等】＊

1. インプラントのプラットフォームを露出させる。
2. 本品の先端をインプラントのスクリューホールに挿入する。
3. 本品を時計回り（右回り）に手指で回転させ、ねじ山を形成する。
4. 形成後、ねじ山を損傷しないように本品を反時計回り（左回り）に手指で回転させ、撤去する。
5. 使用後、洗浄及び滅菌を行う。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. インプラントに対応した本品を選択すること。
2. 本品の挿入角度はインプラントのプラットフォームに対して垂直に保ち、操作をゆっくりと慎重に行うこと。

【使用上の注意】＊

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守・点検に関する事項】＊

〔洗浄〕

1. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
2. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

〔滅菌〕

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、140 kPa、20 分以上）すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください