

機械器具 58 整形用機械器具
手術用レンチ 32871000
一般医療機器

ステージ 1 スタビライジングレンチ

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社
電 話 番 号：06-6396-4400
F A X 番 号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 国：アメリカ合衆国
製 造 業 者：Keystone Dental, Inc.

【成分】

チタン合金

【原理】

本品でプレースメントヘッドを把持することにより、プレースメントヘッドスクリューを緩める際にプレースメントヘッドがプレースメントヘッドスクリューと共に回転することを防止する。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術時、プレースメントヘッドの把持に用いる。

【使用方法等】*

1. インプラントのプレースメントヘッドに本品のオープンエンド部又はクローズドエンド部を装着する。
2. プレースメントヘッド及びインプラント体が回転しないように本品を把持したまま、ラチェットアダプター又はハンドピースアダプターをプレースメントヘッドスクリューに連結し、反時計方向に回転させてプレースメントヘッドスクリューを緩める。
3. プレースメントヘッドスクリューが完全に緩んだことを確認してプレースメントヘッドをインプラントから撤去する。
4. 使用後、洗浄及び滅菌を行う。

【使用上の注意】*

【使用注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守・点検に係る事項】*

【洗浄】

1. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
2. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

【滅菌】

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(121℃、140 kPa、20 分以上)すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

取扱説明書を必ずご参照ください