

機械器具 58 整形用機械器具
歯科インプラント補綴用器具 70722000
一般医療機器

ステージ1 クィックキャップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】*
再使用禁止。〔単回使用製品であるため〕

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



種類	色調
RDS 4.0mm	紫色
RDS 5.5mm	緑色
RDS 7.0mm	青色
WDS 4.0mm	空色
WDS 5.5mm	黄色
WDS 7.0mm	灰色

〔成分〕

ポリプロピレン

〔原理〕

内部にアバットメントと同一の形状を有する本品を、アバットメントに装着して印象を採得し、印象内に本品を留まらせることにより、アバットメントの形状及び口腔内でのアバットメントの位置・方向を正確に印象に再現する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの補綴物の設計、作製などに用いる。

【使用方法等】

- インプラントに装着されたステージ1 COC アバットメントに本品を指圧により装着し、適合性を確認する。
- 本品を印象材で完全に覆い、インプラントが埋植された顎の全顎印象を採得する。
- 印象材硬化後に本品の入った印象を口腔内から撤去する。（本品は印象内に組み込まれる）
- 印象内の本品にステージ1 COC アバットメント アナログを装着し、適合性を確認する。
- 石膏を注入、築盛し、石膏硬化後、印象を石膏及びアナログから撤去して作業用模型を作製する。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- アバットメントを形成してその形状に変更を加えた場合は、本品を使用しないこと。
- 本品を使用の際には、必ずアバットメントと同色の本品を選択すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

本品は開封後速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔使用期限〕

ラベル／包装に記載（製造元データによる自己認証）
本品は包装に記載の使用期限※までに使用し、使用期限切れの本品を使用しないこと。

※（例） XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：アメリカ合衆国

製造業者：Keystone Dental, Inc.

取扱説明書を必ずご参照ください