

歯科材料 03 義歯床材料
歯科用パターンレジン 70833000
一般医療機器

ビタ キャドワックス インラボ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本品はロストワックス法によりインレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に用いるレジンである。

〔外観図〕



〔大きさ〕

14×15×40 (mm)

〔原理〕

ロストワックス法によるインレー、クラウン等鑄造用パターンを作製する時に使用するレジンで、最終的には焼却され、金属又はセラミックスに置き換わる。

【使用目的又は効果】

本品はインレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. ミリング用機械に装着し、CAD データを基に機械を操作しミリングを行う。
2. 機械によるミリングが終了したパターンはワーキングモデル上で成形を行う。この時点で咬合を確認し、必要であれば、厚みや縁部分の調節を行い最適化を行う。
3. 完成したパターンは、ロストワックス法に従い埋没鑄造する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品を耐火模型に適用する時は、内部に気泡等が入らないようにすること。
2. 膨張により埋没材のひび割れを引き起こす可能性があるため、鑄造用リングを高温の予熱炉に入れないこと。
3. 埋没後は完全に焼却すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は可燃性のため、使用の際には引火しないよう注意すること。
2. 本品を使用する際には、火傷に注意すること。
3. 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に放置しないこと。
4. 使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。

【保管方法及び有効期間等】*

〔保管方法〕

本品は火気厳禁の冷暗所に保管し、1 つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：ドイツ

製造業者：VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG