

機械器具 65 歯科用充填器

歯科用練成充填形成器 41861000

一般医療機器

LM アルテ

【形状・構造及び原理等】＊ ＊ ＊

〔形状〕

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



作業部

| 種類                                | 左作業部 | 右作業部 |
|-----------------------------------|------|------|
| アプリカ<br>LM 46-49                  |      |      |
| コンデンサ<br>LM 488-489               |      |      |
| フィスラ<br>LM 481-487                |      |      |
| ミスラ<br>LM 496-497                 |      |      |
| エクセソ<br>LM 307-308                |      |      |
| アプリカツイスト<br>LM 464-494            |      |      |
| モデラ<br>LM 442-443                 |      |      |
| ポステリア ミスラ<br>LM 498-499           |      |      |
| カスプ ミスラ<br>LM 468-469             |      |      |
| ソロ アンテリア<br>LM 431-433            |      |      |
| ソロ ポステリア<br>LM 434-438            |      |      |
| レプリカ ポステリア<br>LM 448-449          |      |      |
| エクセソ<br>ダークダイヤモンド<br>LM 307-308DD |      |      |
| モデラ<br>ダークダイヤモンド<br>LM 442-443DD  |      |      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| フィスラ<br>ダークダイヤモンド<br>LM 481-487DD  |  |  |
| アプリカ<br>ダークダイヤモンド<br>LM 46-49DD    |  |  |
| コンデンサ<br>ダークダイヤモンド<br>LM 488-489DD |  |  |

〔種類〕

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| アプリカ LM 46-49                | XSi |
| コンデンサ LM 488-489             | XSi |
| フィスラ LM 481-487              | XSi |
| ミスラ LM 496-497               | XSi |
| エクセソ LM 307-308              | XSi |
| アプリカツイスト LM 464-494          | XSi |
| モデラ LM 442-443               | XSi |
| ポステリア ミスラ LM 498-499         | XSi |
| カスプ ミスラ LM 468-469           | XSi |
| ソロ アンテリア LM 431-433          | XSi |
| ソロ ポステリア LM 434-438          | XSi |
| レプリカ ポステリア LM 448-449        | XSi |
| エクセソ ダークダイヤモンド LM 307-308DD  | ES  |
| モデラ ダークダイヤモンド LM 442-443DD   | ES  |
| フィスラ ダークダイヤモンド LM 481-487DD  | ES  |
| アプリカ ダークダイヤモンド LM 46-49DD    | ES  |
| コンデンサ ダークダイヤモンド LM 488-489DD | ES  |

【使用目的又は効果】

コンボジットレジンの塗布、築盛、形成、及び除去のために用いる。利便性のため、歯科用練成充填形成器を組み合わせる。

【使用方法等】

作業部でコンボジットレジン塗布し築盛する。作業部で掻き取り又は削り取り、コンボジットの表面を形成する又は余剰なコンボジットを除去する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。  
(注意事項の内容例)  
平成26年10月31日事務連絡  
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社  
電 話 番 号 06-6396-4400  
F A X 番 号 06-6396-4457  
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>  
製 造 業 者 LM Instruments Oy  
製 造 国 フィンランド