

機械器具 65 歯科用充填器
歯科用練成充填形成器 41861000
一般医療機器

LM アルテ

【形状・構造及び原理等】 * **

[形状]

把柄部

ES：直径φ13.5mm（両端部）



XSi：直径φ11.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
アプリカ LM 46-49		
コンデンサ LM 488-489		
フィスラ LM 481-487		
ミスラ LM 496-497		
エクセソ LM 307-308		
アプリカツイスト LM 464-494		
モデラ LM 442-443		
ポステリア ミスラ LM 498-499		
カスプ ミスラ LM 468-469		
ソロ アンテリア LM 431-433		
ソロ ポステリア LM 434-438		
レプリカ ポステリア LM 448-449		
エクセソ ダークダイヤモンド LM 307-308DD		
モデラ ダークダイヤモンド LM 442-443DD		

フィスラ ダークダイヤモンド LM 481-487DD		
アプリカ ダークダイヤモンド LM 46-49DD		
コンデンサ ダークダイヤモンド LM 488-489DD		
アプリカツイスト ダークダイヤモンド LM 464-494DD		
ミスラ ダークダイヤモンド LM 496-497DD		
ポステリア ミスラ ダークダイヤモンド LM 498-499DD		
ソロ アンテリア ダークダイヤモンド LM 431-433DD		
ソロ ポステリア ダークダイヤモンド LM 434-438DD		
レプリカ アンテリア LM 451-452		
レプリカ アンテリア ダークダイヤモンド LM 451-452DD		
レプリカ ポステリア ダークダイヤモンド LM 448-449DD		

[種類]

アプリカ LM 46-49	ES、XSi
コンデンサ LM 488-489	ES、XSi
フィスラ LM 481-487	ES、XSi
ミスラ LM 496-497	ES、XSi
エクセソ LM 307-308	ES、XSi
アプリカツイスト LM 464-494	ES、XSi
モデラ LM 442-443	ES、XSi
ポステリア ミスラ LM 498-499	ES、XSi
カスプ ミスラ LM 468-469	ES、XSi
ソロ アンテリア LM 431-433	ES、XSi
ソロ ポステリア LM 434-438	ES、XSi
レプリカ ポステリア LM 448-449	ES、XSi
エクセソ ダークダイヤモンド LM 307-308DD	ES
モデラ ダークダイヤモンド LM 442-443DD	ES
フィスラ ダークダイヤモンド LM 481-487DD	ES
アプリカ ダークダイヤモンド LM 46-49DD	ES
コンデンサ ダークダイヤモンド LM 488-489DD	ES
アプリカツイスト ダークダイヤモンド LM 464-494DD	ES
ミスラ ダークダイヤモンド LM 496-497DD	ES
ポステリアミスラ ダークダイヤモンド LM 498-499DD	ES
ソロ アンテリア ダークダイヤモンド LM 431-433DD	ES

ソロ	ポステリア	ダークダイヤモンド	LM 434-438DD	ES
レブリカ	アンテリア		LM 451-452	ES、XSi
レブリカ	アンテリア	ダークダイヤモンド	LM 451-452DD	ES
レブリカ	ポステリア	ダークダイヤモンド	LM 448-449DD	ES

【使用目的又は効果】

コンポジットレジン^①の塗布、築盛、形成、及び除去のために用いる。利便性のため、歯科用練成充填形成器を組み合わせる。

【使用方法等】

作業部でコンポジットレジン^①を塗布し築盛する。作業部で掻き取り又は削り取り、コンポジットの表面を形成する又は余剰なコンポジットを除去する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社

電 話 番 号 06-6396-4400

F A X 番 号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 業 者 LM Instruments Oy

製 造 国 フィンランド