

歯科材料 06 歯科用印象材料
歯科印象採得用器材 70887000
一般医療機器

再使用禁止

ネオス インプレッションコーピング/レプリカ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】 * **

【形状】



インプレッションコーピング
(8、11、18mm の 3 種類)



インプレッションコーピングスクリュー
(8、11、18mm の 3 種類)



インプラントレプリカ



インプレッションコーピングエクステンションチューブ



インプレッションコーピングキャップ



インプレッションコーピング オープントレー
(8、13mm の 2 種類)



インプレッションコーピング, NP



インプレッションコーピングスクリュー, NP

インプラントレプリカ, NP

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造作製の際、口腔内での印象採得に使用する。

【使用方法等】

オープントレー法

- インプレッションコーピングをインプラントに装着し、インプレッションコーピングスクリューを締める。
- ミディアム又はヘビーボディの印象材をインプレッションコーピング周辺と印象トレーに築盛し、患者に装着する。
- 印象材が硬化したら、インプレッションコーピングエクステンションチューブを取り除く。
- インプレッションスクリューをインプレッションコーピングから取り外し、トレーを外す。

- インプラントレプリカをインプレッションコーピングに取り付ける。

クローズドトレイ法

- インプレッションコーピングスクリューから、インプレッションコーピングエクステンションチューブを外す。
- インプレッションコーピングをインプラントに装着し、インプレッションコーピングキャップをインプレッションコーピングに被せ、強く押して固定させる。
- ミディアム又はヘビーボディの印象材をインプレッションコーピング周辺と印象トレーに築盛し、患者に装着する。
- 印象材が硬化したら、印象トレーを外す。
- インプレッションコーピングを患者から外す。
- インプラントレプリカをインプレッションコーピングに取り付ける。
- インプレッションコーピングを再度、インプレッションコーピングキャップの正しい位置に戻す。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	白水貿易株式会社
製造国	スウェーデン
製造業者	Neoss AB
販売業者	ネオス・ジャパン株式会社
電話番号	03-5289-3511
FAX 番号	03-5289-3512
ホームページ	https://www.neoss.co.jp/

取扱説明書を必ずご参照ください