

LM シャープダイヤモンド グレーシーキュレット

【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

把柄部

ES：直径13.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
ミニ 1-2 シャープダイヤモンド LM201-202 MSD		
ミニ 7-8 シャープダイヤモンド LM207-208 MSD		
ミニ 11-12 シャープダイヤモンド LM211-212 MSD		
ミニ 13-14 シャープダイヤモンド LM213-214 MSD		
ミニ 15-16 シャープダイヤモンド LM245-246 MSD		
ミニ 17-18 シャープダイヤモンド LM247-248 MSD		
グレーシー 1-2 シャープダイヤモンド LM201-202 SD ES		
グレーシー 7-8 シャープダイヤモンド LM207-208 SD ES		
グレーシー 9-10 シャープダイヤモンド LM209-210 SD ES		
グレーシー 11-12 シャープダイヤモンド LM211-212 SD ES		
グレーシー 13-14 シャープダイヤモンド LM213-214 SD ES		
グレーシー 15-16 シャープダイヤモンド LM245-246 SD ES		
グレーシー 17-18 シャープダイヤモンド LM247-248 SD ES		

〔種類〕

ミニ 1-2 シャープダイヤモンド	LM201-202 MSD ES
ミニ 7-8 シャープダイヤモンド	LM207-208 MSD ES
ミニ 11-12 シャープダイヤモンド	LM211-212 MSD ES
ミニ 13-14 シャープダイヤモンド	LM213-214 MSD ES
ミニ 15-16 シャープダイヤモンド	LM245-246 MSD ES
ミニ 17-18 シャープダイヤモンド	LM247-248 MSD ES

グレーシー 1-2 シャープダイヤモンド	LM201-202 SD ES
グレーシー 7-8 シャープダイヤモンド	LM207-208 SD ES
グレーシー 9-10 シャープダイヤモンド	LM209-210 SD ES
グレーシー 11-12 シャープダイヤモンド	LM211-212 SD ES
グレーシー 13-14 シャープダイヤモンド	LM213-214 SD ES
グレーシー 15-16 シャープダイヤモンド	LM245-246 SD ES
グレーシー 17-18 シャープダイヤモンド	LM247-248 SD ES

【使用目的又は効果】

歯肉縁下及び根面の搔爬に用いる。

【使用方法等】

作業部の刃を歯肉縁下または根面にあて、搔き出しを行う。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】*

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌パック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド