

歯科材料 01 歯科用金属
歯科用銀ろう 70779000
管理医療機器

シルバースチールソルダー

【禁忌・禁止】

本品又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、銀・亜鉛・銅からなる合金で、ろう付けに用いる。
形状：ワイヤー状



【成分分量】

成 分	分 量(%)
銀	59
亜鉛	25
銅	16

液相点：680℃

【使用目的又は効果】

歯科補綴物又は装置をろう付けする。

【使用方法等】

- ろう付けする母材の接合面にフラックスを塗布する。
- 本品を炎で溶かし、母材の接合面全体に行き渡らせる。

【適用合金】

ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金、ステンレス鋼

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ろう付け作業中は換気に十分注意するとともに、保護メガネを使用して目を保護すること。
- フラックスは歯科用フラックスを使用すること。

【使用上の注意】*

【使用注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社
製 造 国：ドイツ
製 造 業 者：Dentaurum GmbH & Co. KG
販 売 業 者：株式会社デンタリード
電 話 番 号：06-6396-4448
F A X 番 号：0120-24-0892
ホームページ：<https://www.dentalead.co.jp>