

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
歯科用根管充填ガッタパーチャポイント 31872000
管理医療機器

再使用禁止

X P - 4 D ガッタパーチャ

【禁忌・禁止】

- ・本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 寸法・種類

種類	全長 (mm)	先端部直径 (mm)	テーパ	カラー コード
スターター (015 03)	29	0.15	0.03	紫
スタンダード (025 03)	29	0.25	0.03	青
ミディアム (035 03)	29	0.35	0.03	黒
ラージ (045 03)	29	0.45	0.03	黄

3. 原材料：ガッタパーチャ、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、
硫酸バリウム、着色剤

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

1. 根管形成後、通法により根管内の洗浄を行い、乾燥させる。
2. 形成された根管の根尖部に適合するサイズの本品を選択する。
3. 本品に根管充填用シーラをつけ、形成された根管の先端まで挿入し、充填する。
4. 根管口から出ている余分な部分を切除する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 使用前に表面に異物や破損等がないことを確認すること。
2. 使用前に必ず消毒すること。

【使用上の注意】

[使用注意]

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

[重要な基本的注意]

1. 本品を使用する際は、保護めがね、防護マスク、手袋などを使用すること。
2. 本品の使用により、発疹等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
3. 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

【保管方法及び有効期間】

[保管方法]

直射日光を避けて、室温で保管すること。

[使用期限]

本品の包装に記載の使用期限までに使用すること。

（製造元データによる自己認証）

例：XXXX-YY-ZZ は XXXX 年 YY 月 ZZ 日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 Sure Dent Corporation

製造国 韓国