

医 04 整形用品

一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

ガーゼスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・電気メス等を近づけないこと。【引火するおそれがある。】

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、ガーゼを重ね合せて、又は折りたたんで、又はその両方で加工したガーゼを縫製した製品。

【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には滅菌して使用すること。滅菌は高压蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911