

## 添付文書

作成年月日 2006年 6月16日 (新様式第1版)  
改訂年月日 2010年 10月28日 (第2版)  
改訂年月日 2014年 12月18日 (第3版)

届出番号 13B2X00206000006

医療用品 6 視力表及び色盲検査表  
一般的名称 視力表 コード No16800000  
一般医療機器 (クラス I)

販売名 プラスチック視力表

### 【禁忌、禁止】

本品を曲げたり、表面に傷をつけたり、視標を加工する事は、絶対にしない事

### 【包装】

一個単位

### 【形状、構造及び原理】

樹脂又はアルミニウム板に視標を印刷したもので視標を答えさせることにより視力を測定する。

### 【主要文献及び文献請求先】

氏名 株式会社 半田屋商店  
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-8  
電話 03-3811-0087  
FAX 03-3818-9695

### 【使用目的又は効果】

視力測定  
視標寸法  
297×210mm

視標寸法

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 30cmログマー視力表 | 1.6～0.1 までログマー値 (0.1 ステップ) |
| 40cm近点視力表   | 0.08～1.5 まで (0.1 ステップ)     |
| 40cmログマー視力表 | 1.2～0.2 までログマー値 (0.1 ステップ) |
| 50cm近点視力表   | 0.03～0.1 まで (0.1 ステップ)     |
| 70cm近点視力表   | 0.08～1.5 まで (0.1 ステップ)     |
| 70cmログマー視力表 | 1.2～0.2 までログマー値 (0.1 ステップ) |
| 新井氏 1m視力表   | 1.7～0.0 までログマー値 (0.1 ステップ) |
| 荻野・新井氏視力用   | 1.2～0.1 までログマー値 (0.1 ステップ) |

### 【使用方法】

- (1) 明室で影の出来ない場所で検査をすること、適切に照明します (500LUX以上が望ましい)
- (2) 視力表からの距離、各視力表の指示値の位置で検査をすること。
- (3) 視標を被検者の各視力表の指示値の位置に示しこの視力表の意味と見方を説明します。
- (4) 視標を答えてもらいます。
- (5) おおむね、横1列の内3箇所正解した場合、その視力値とします。

### 【使用上の注意】

- (1) 視標面に傷、汚れ等付けない様にして下さい
- (2) 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し適切に処置して下さい。

### 【保管方法及び有効期間】

- (1) 直射日光に当たらない場所に常温、常湿で保管して下さい。
- (2) 使用期間は5年でいど、視標面が傷、汚れ、焼け等、出た場合は、交換してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名 株式会社 半田屋商店  
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-4  
電話 03-3811-0087  
FAX 03-3818-9695

### 【保守・点検に係る事項】

- (1) ご使用後、溶剤等で拭かないで下さい。  
(視標面はあまりいじらない事が望ましい)
- (2) 表面に傷をつけないようご注意ください
- (3) 落下等による破損にご注意ください。
- (4) 本器が傷、汚れ、焼け等、出た場合は交換して下さい。