

添付文書

作成年月日 2002年 9月10日 (新様式第1版)
改訂年月日 2006年 3月31日 (第2版)
改訂年月日 2008年 3月21日 (第3版)
改訂年月日 2014年 12月18日 (第4版)

届出番号 13B2X00206000016

機械器具 22 検眼用器具
一般的名称 検眼レンズ コード No34653000
一般医療機器(クラスⅠ)

販売名 検眼レンズセット

【禁忌、禁止】

本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事

【形状、構造及び原理】

各ケースに検眼レンズをセットしたもので検眼にもちいる。

外形寸法

キャビネット 500×450×930mm

平箱 562×296×58mm

スタンド 565×430×1080mm

【使用目的又は効果】

検眼に用いるレンズ

レンズの種類 (35対及び40対、メニス又はフラット)

球面レンズ(S)					
± 0.12 D	各2枚	± 3.00 D	各2枚	± 8.00 D	各2枚
± 0.25 D	各2枚	± 3.25 D	各2枚	± 9.00 D	各2枚
※± 0.37 D	各2枚	± 3.50 D	各2枚	± 10.0 D	各2枚
± 0.50 D	各2枚	± 3.75 D	各2枚	± 11.0 D	各2枚
※± 0.62 D	各2枚	± 4.00 D	各2枚	± 12.0 D	各2枚
± 0.75 D	各2枚	± 4.25 D	各2枚	± 13.0 D	各2枚
※± 0.87 D	各2枚	± 4.50 D	各2枚	※± 14.0 D	各2枚
± 1.00 D	各2枚	± 4.75 D	各2枚	± 16.0 D	各2枚
± 1.25 D	各2枚	± 5.00 D	各2枚	※± 18.0 D	各2枚
± 1.50 D	各2枚	± 5.25 D	各2枚	± 20.0 D	各2枚
± 1.75 D	各2枚	± 5.50 D	各2枚		各2枚
± 2.00 D	各2枚	± 5.75 D	各2枚		各2枚
± 2.25 D	各2枚	± 6.00 D	各2枚		各2枚
± 2.50 D	各2枚	± 6.50 D	各2枚		各2枚
± 2.75 D	各2枚	± 7.00 D	各2枚		各2枚

乱視レンズ(C)	
± 0.25 D	各2枚
± 0.50 D	各2枚
± 0.75 D	各2枚
± 1.00 D	各2枚
± 1.25 D	各2枚
± 1.50 D	各2枚
± 1.75 D	各2枚
± 2.00 D	各2枚
± 2.25 D	各2枚
± 2.50 D	各2枚
※± 3.00 D	各2枚
※± 3.50 D	各2枚
※± 4.00 D	各2枚
※± 4.50 D	各2枚
※± 5.00 D	各2枚

プリズム 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
6.0 D

色板 透明、赤、緑、青、茶
遮蔽版、ピンホール、裂孔
マドックス

35対のセットにはあみ点のレンズは
入っていません、必要な場合は、別に
購入してください。

レンズの種類としてメニス、フラット
がございます。

【保管方法及び有効期間】

レンズセットの保管は常温、常湿、埃の少ない所に保管
して下さい。

使用期間は特にありませんが、6年をめぐにして下さい。

【保守、点検に係る事項】

- ご使用後レンズが汚れた場合レンズクリーナー等
で軽く拭いてください。
- レンズ等が破損した場合は交換してください。

【包装】

1セット単位 (破損した場合の補充用として各レンズを
それぞれ販売しています)

【主要文献及び文献の請求先】

株式会社 半田屋商店

住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4

電話 03-3811-0087

FAX 03-3818-9695

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店

〒113-0033

東京都文京区本郷3-37-4

TEL 03-3811-0087

FAX 03-3818-9695

【使用方法】

- テストフレームと視力表を用いレンズを換えながら
視力の測定を行う
- 片眼を遮蔽して、片眼ずつ (右眼、左眼) 検眼するが、
眼鏡を処方する場合、両眼のテストも行う。

【使用上の注意】

- レンズは落下等で割れる恐れがありますのでご注意下さい。
- レンズに傷、割れ、等がある場合は使用しないで下さい。
- レンズのフレームにゆがみ等がある場合は使用しないで下さい。
- 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し適切に
処置をして下さい。
- ご使用中レンズが汚れた場合レンズクリーナー等で軽く
拭いてください。