

添付文書

作成年月日 2002年 9月10日 (新様式第1版)
改訂年月日 2006年 3月31日 (第2版)
改訂年月日 2008年 3月21日 (第3版)
改訂年月日 2014年 12月18日 (第4版)

届出番号 13B2X00206000028

機械器具 22 検眼用器具
一般的名称 レチノスコープ
一般医療機器 (クラスⅠ) コード番号 13372000
販売名 検影器 (梶浦氏線状検影器)

【禁忌、禁止】

本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事

【使用上の注意】

- (1) 本器は金属フレームとガラス、樹脂よりなっており落下等による破損にご注意下さい。
- (2) 本器及び患者に異常等があったときは使用を中止して適切に処置して下さい。
- (3) 本器を操作中眼や顔を傷つけないようご注意ください。

【形状、構造及び原理】

本器は上部に光学筒、中央部にランプハウス、下部に把持部で構成される手持検影器 (レチノスコープ) です。

41×215×36mm



【保管方法及び有効期間】

常温、常湿、ほこりの少ない所に保管して下さい。
使用期限は特にありませんが、6年をめどにして下さい。

【保守、点検に係る事項】

- ① 本体はガーゼ等で軽く拭いて下さい。
- ② ガラス部分はなるべく触れないようにして下さい。
- ③ 極端に汚れたり、破損、故障した場合は修理に出してください。
- ④ 電球等交換部品は弊社指定の物をご使用ください。

【包装】

一台単位

【主要文献及び文献請求先】

氏名 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4
電話 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

【使用目的又は効果】

光線を投射するほか、網膜表面の照明を受けた領域の動き及び放出光線の屈折を観察することにより屈折異常等を検査、診断及び評価するために用いる。

本器より50cmの位置に線状 (フィラメント像) の光像が出来ること。また、レバーの上下操作で発散光線になる。

定格電圧 AC100V
周波数 50/60Hz
消費電力 7VA+10%
電球定格 3V 0.9A

【使用方法】

- (1) 本器と板付レンズ等を用い検影法で屈折力を検査します。
- (2) 本器は3V0.9Wのリボン球を使用します。
- (3) 暗室で患者と検者が対面し、検査距離は通常50cmで行います。
- (4) 患者には遠方を見させ、徹照法の要領で光で患者の眼底を照らし光軸の観察孔から眼底からの反射光 (光像) を観察します。
- (5) 検査光を水平と垂直方向に回転させ、光像の動は下記のように変化します。
同行 (検査光と瞳孔内の光像が同じ方向に動く)
逆行 (検査光と瞳孔内の光像が逆の方向に動く)
中和 (光をどのように回転しても動かない、瞳孔全体が明るくなる)
- (6) 50cm検査距離の場合レンズが入らない場合、中和であれば屈折力は-2Dの近視になり、同行すれば-2D～遠視逆行すれば、-2Dより強い近視になります。
- (7) それぞれ、レンズを入れ替えて、同様に中和した度に-2Dを加えて測定経線の屈折力とします。
- (8) 乱視がある場合はその経線とそれに直交する経線について検査する。
- (9) 詳しくは、検影法についておしらべください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目37番4号
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695