

添付文書

作成年月日 2002年 9月10日 (新様式第1版)
改訂年月日 2006年 3月31日 (第2版)
改訂年月日 2008年 3月21日 (第3版)
改訂年月日 2014年 12月18日 (第4版)

届出番号 13B2X00206000046

医療用品 6 視力表及び色盲検査表
一般的名称 アムスラーチャート コード No32786000
一般医療機器 (クラス I)

販売名 アムスラー名刺

【禁忌・禁止】

本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事

【形状・構造及び原理】

格子の見え方を答えさせる事により、中心部及び傍中心部の不整を検出する。

上質紙

85mm X 55mm

100枚入り



【使用目的又は効果】

中心部及び傍中心部の不整（中心暗点、変視症、
変色症）の検出
黒地に白線の格子

【使用方法】

- (1) 明室で影が出来ないようにして検査して下さい。
(500LUX程度が望ましい)
- (2) 検査距離は30cmの距離で、表の面が視線とほぼ垂直になるようにして下さい。検査は片眼ずつ行います。
- (3) 第1問 表の中心点が見えますか
第2問 以下、中心点を見ながら、全体が見えますか
第3問 網目が完全に見えますか（くもり、欠損、
(切れ目がないかあればどこですか)
第4問 全部の水平、垂直の線が完全ですか
(まっすぐで平行か、直角交叉か、歪みは無いか)
- (4) 左右の目を比べながら調べてください。もし第1～4問に異常があったら、すぐに医師にご相談ください。
- (5) 本器及び患者に異常があった場合は使用を中止し適切に処置して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 本表は十分堅牢なインクにより印刷してありますが、長く光にあえば変色は免れないため、必要時間以外は表を閉じておいてください。
- (2) 長年月を経過すれば、表の色はある程度変色するので、本表により良好な検査成績を得るためには、刊行後5年以内の物を使用してください。
- (3) 本表を直接手でこすったり、乱暴に取り扱わないで下さい。
- (4) 本器及び患者に異常があった場合は使用しないで下さい

【保管方法及び有効期間】

- (1) 使用時以外は表を閉じて置いてください。
- (2) 直射日光にはさらさないで下さい。
- (3) 本表の保管は常温常湿で、極端な温度、湿度で保管しないで下さい。
- (4) 使用期間は5年をめぐにして下さい。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用時以外は表を閉じて置いてください。
- (2) 破損、変色等ありましたら交換して下さい。

【包装】

1箱100枚入り

【主要文献及び文献請求先】

名前 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
〒113-0033
東京都文京区本郷3-37-4
Tel 03-3811-0087
Fax 03-3818-9695