

添付文書

作成年月日 2006年 1月10日（新様式第1版）
改訂年月日 2008年 3月21日（第2版）
改訂年月日 2014年 12月18日（第3版）

届出番号 13B2X00206000058

機械器具 12 理学診療用器具
一般的名称 眼球圧迫器 コードNo 33804000
一般医療機器 クラス I

販売名 眼球圧迫器

【禁忌、禁止】

- ①急激に加圧しないで下さい。送気球をゆっくり押し
緩やかに圧力を上げるようにして下さい。
又極端な圧力は加えないで下さい。
- ②本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事

【形状、構造及び原理】

眼に圧力を加える目当て、空気をためる補助袋、圧力を測る
メーター及び送気球よりなっている。目当て部分を眼に当て
眼科手術前に眼に圧力を加える。



目当て部分 56×40mm
補助袋 105×80mm

【使用目的又は効果】

眼科手術前に眼に圧力を加える。
0～80mmHg以上、目当部分が加圧できる。

【使用方法】

- (1) 患者をベッド等に寝かせ、眼を瞑らせ、ガーゼ等をかぶせ
目当てを眼の上ののせ、ベルトでゆるく固定します。
- (2) 送気球、メーター等は患者の胸の上に乘せます。
- (3) 送気球でゆっくり空気を送り、緩やかに眼に圧力を加えます。
通常40mmHg、15分～30分程度、加えます。
- (4) 空気漏れが無いか観察してください。圧力が低下しましたら
送気球で加圧してください。

【使用上の注意】

- ①本器のメーター等がありますので、落下等による破損に
ご注意下さい。又目当て、補助袋、パイプはゴムで
出来ており、キズを付けないようご注意ください。
空気漏れの原因になります。
- ②急激に加圧しないで下さい。送気球をゆっくり押し
緩やかに圧力を上げるようにして下さい。
高い圧力を加えないようにして下さい。
- ③本器及び患者に異常等有ったときは使用を中止し
適切に処置して下さい。
- ④本器に破損、汚れ、空気漏れ、キズ等有りましたら、
修理又は交換して下さい。

【保管方法及び有効期間】

常温、常湿、ほこりの少ない所に保管して下さい。
使用期間は特にありませんが、ゴムが傷みましたら
交換、修理して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本器が破損した場合は交換してください。
- (2) ゴムは傷つきやすいので強く拭かない様にして下さい。
- (3) 空気漏れを起こしていないか点検して下さい。

【包装】

一台単位

【主要文献及び文献請求先】

氏名 株式会社 半田屋商店
住所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-4
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 半田屋商店
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目37番4号
TEL 03-3811-0087
FAX 03-3818-9695