

3iシングルペイシエント デイスボーザブルドリル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 指定した製品以外との併用はしないこと。 (【使用上の注意】1. 相互作用の項参照)
2. 本品の材質に対するアレルギーを有する患者には適用しないこと。
3. 単回使用

【形状・構造及び原理等】

1) デイスボーザブル ツイストドリル

品番	種類
DT2010	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.0mm×10.0mm (L)
DT2015	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.0mm×15.0mm (L)
DT2020	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.0mm×20.0mm (L)
DT210	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.3mm×10.0mm (L)
DT215	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.3mm×15.0mm (L)
DT220	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.3mm×20.0mm (L)
DT2710	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.75mm×10.0mm (L)
DT2715	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.75mm×15.0mm (L)
DT2720	デイスボーザブル ツイストドリル φ 2.75mm×20.0mm (L)
DT310	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.0mm×10.0mm (L)
DT315	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.0mm×15.0mm (L)
DT320	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.0mm×20.0mm (L)
DT3110	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.15mm×10.0mm (L)
DT3115	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.15mm×15.0mm (L)
DT3120	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.15mm×20.0mm (L)
DT3210	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.25mm×10.0mm (L)
DT3215	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.25mm×15.0mm (L)
DT3220	デイスボーザブル ツイストドリル φ 3.25mm×20.0mm (L)
DT428	デイスボーザブル ツイストドリル φ 4.25mm×8.5mm (L)
DT423	デイスボーザブル ツイストドリル φ 4.25mm×13.0mm (L)
DT4218	デイスボーザブル ツイストドリル φ 4.25mm×18.0mm (L)
DT528	デイスボーザブル ツイストドリル φ 5.25mm×8.5mm (L)
DT523	デイスボーザブル ツイストドリル φ 5.25mm×13.0mm (L)
DT5218	デイスボーザブル ツイストドリル φ 5.25mm×18.0mm (L)

2) デイスボーザブル ツイストドリルキット

品番	種類	キット構成品
DDK210	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DT210
DDK215	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DT215
DDK220	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DT220
DDK310	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT210, DT310
DDK315	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT215, DT315
DDK320	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT220, DT320
DDK2710	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT210, DT2710
DDK2715	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT215, DT2715
DDK2720	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT220, DT2720
DDK3210	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT210, DT3210
DDK3215	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT215, DT3215
DDK3220	デイスボーザブル ツイストドリルキット	DR100, DP100, DC100, DT220, DT3220

3) デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし

品番	種類
DTN210	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.0mm×10.0mm (L)
DTN215	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.0mm×15.0mm (L)
DTN220	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.0mm×20.0mm (L)
DTN2310	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.3mm×10.0mm (L)
DTN2315	ノンハブデイスボーザブル ツイストドリルハブなし φ 2.3mm×15.0mm (L)
DTN2320	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.3mm×20.0mm (L)
DTN2710	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.75mm×10.0mm (L)
DTN2715	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.75mm×15.0mm (L)
DTN2720	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 2.75mm×20.0mm (L)
DTN310	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.0mm×10.0mm (L)
DTN315	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.0mm×15.0mm (L)
DTN320	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.0mm×20.0mm (L)
DTN3110	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.15mm×10.0mm (L)
DTN3115	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.15mm×15.0mm (L)
DTN3120	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.15mm×20.0mm (L)
DTN3210	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.25mm×10.0mm (L)
DTN3215	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.25mm×15.0mm (L)
DTN3220	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 3.25mm×20.0mm (L)
DTN428	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 4.25mm×8.5mm (L)
DTN423	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 4.25mm×13.0mm (L)
DTN4218	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 4.25mm×18.0mm (L)
DTN528	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 5.25mm×8.5mm (L)
DTN523	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 5.25mm×13.0mm (L)
DTN5218	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし φ 5.25mm×18.0mm (L)

4) デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし キット

品番	種類	キット構成品
DDKN215	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし キット	DR100, DP100, DTN215
DDKN2315	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし キット	DR100, DP100, DTN2315
DDKN315	デイスボーザブル ツイストドリル ハブなし キット	DR100, DP100, DC100, DTN215, DTN315

5) デイスボーザブル ラウンドドリル

品番	種類
DR100	デイスボーザブル ラウンドドリル

6) デイスボーザブル カウンターシンクドリル

品番	種類
DC100	デイスボーザブル カウンターシンク ドリル

7) デイスボーザブル パイロットドリル

品番	種類
DP100	デイスボーザブル パイロットドリル

8) デイスボーザブル カウンターシンクパイロットドリル

品番	種類
DC500	デイスボーザブル カウンターシンクパイロットドリル φ 5.0mm
DC600	デイスボーザブル カウンターシンクパイロットドリル φ 6.0mm

9) ドリルキット

品番	製品名
DDK210	シングルペイシエント ツイストドリルキット
DDK215	シングルペイシエント ツイストドリルキット
DDK220	シングルペイシエント ツイストドリルキット

DDK310	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK315	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK320	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK2710	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK2715	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK2720	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK3210	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK3215	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDK3220	シングルベイスメント ツイストドリルキット
DDKN215	ノンハブシングルベイスメント ツイストドリルキット
DDKN2315	ノンハブシングルベイスメント ツイストドリルキット
DDKN315	ノンハブシングルベイスメント ツイストドリルキット

成分:ステンレススチール

基本的形状:



DT315



DTN2315

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術における組織又は骨等の切削、切除、穿孔等に用いる。

【使用方法等】

1. ディスポーザブル ツイストドリル
電動式骨手術器械のハンドピースに装着し、インプラント埋入に必要な深度までドリリングを行う。
2. ディスポーザブル ラウンドドリル
電動式骨手術器械のハンドピースに装着し、インプラント埋入位置の決定後、マーキングし、皮質骨を穿孔する。
3. ディスポーザブル カウンターシンクドリル
電動式骨手術器械のハンドピースに装着し、インプラント形成窩の冠状部分形成に使用する。
4. ディスポーザブル パイロットドリル
電動式骨手術器械のハンドピースに装着し、皮質骨を拡大し、誘導溝を付与するために使用する。
5. ディスポーザブル カウンターシンクパイロットドリル
電動式骨手術器械のハンドピースに装着し、インプラント部位の冠状面を整形し、誘導溝を付与するために使用する。

【使用上の注意】

1. 相互作用
(1) [併用禁忌・禁止] (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社の指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されている。正しく機能しないため、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

- 1) 不具合
 - ・変形、破損、磨耗
- 2) 有害事象
 - ・本品を用いた手術により、局所の浮腫、疼痛、術部の裂開、短期の知覚過敏、血腫あるいは出血が起こる場合がある。
 - ・下顎の手術の場合は下唇並びに頬のしびれ、上顎の手術の場合は鼻周囲のしびれが起こるが、殆どの場合は一時的なものである。
 - ・歯肉組織の潰瘍、組織反応、あるいは感染を起こす場合があるが、一般的には局部的治療で治癒する。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管
滅菌有効期間:滅菌包装に表示

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F
電話：03-4333-9900
製造業者
バイオメット スリーアイ インク (Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国