

## カイゼンV

### 【形状・構造等】

接触粒と台座を硬質シリコンゴムで一体成型し、粘着シールの中央に取り付けたものである。硬質シリコンゴムの接触粒にてコリの部位を圧迫し、コリを改善する。比較的安全性が高いと言われているシリコンを使用することで、安全で安心して使ってもらえるようにした。また、取替え可能な粘着シールを利用することにより、粘着シールの粘着力が弱くなってきたときに、何回でも取り替えて使えるようにした。

### 【性能、使用目的、効果・効能】

接触粒(硬質シリコンゴム)による圧迫にて、コリを改善する。

### 【品目仕様】

接触粒 ・シリコンゴム(ショアA硬度70~80)  
・直径1.5mm、高さ0.8mmの突起物  
台座 ・シリコンゴム(ショアA硬度70~80)  
・直径5.6mm、高さ2.2mmの円柱  
粘着シール・直径22mmの円形

### 【操作方法または使用方法等】

家庭において、コリを感じる部位に接触粒を当てるように貼り付ける。

### 【使用上の注意】

- 1) 傷口に貼らないで下さい。
- 2) 汗や汚れをふき取ってから貼ってください。
- 3) コリ・痛みを感じる部位又は押すと気持ちの良い部位に貼ってください。

- 4) 湿疹、かぶれ、かゆみ、じんましん等のアレルギー性症状を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談下さい。

### 【取り扱いのお願い】

幼児の手の届くところに保管しないで下さい。  
万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

### 【貯蔵・保管方法】

冷暗所にて保管。

### 【包装】

・ブリスターケースによる梱包

- ① 製品6個、貼り替え用シール30枚入り
- ② 製品2個、貼り替え用シール10枚入り

・ユニパックによる梱包

製品1個

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本2-41-4

電話番号 03-3655-4321

製造業者 株式会社ハセガワ・ビコー