

カイゼン・メガ

【形状・構造等】

接触粒と台座を硬質シリコーンゴムで一体成型し、メガネのつるを差し込む為のシリコーンゴムによる筒状のものに取り付けたものである。メガネのつるに取り付け、メガネを掛けたときに、硬質シリコーンゴムの接触粒が「こめかみ」附近の「つぼ」を圧迫、刺激し、主に首から上のコリを改善する。比較的安全性が高いと言われているシリコーンを使用することで、安全で安心して使ってもらえるようにした。

【性能、使用目的、効果・効能】

接触粒による圧迫、刺激にて、主に首から上のコリを改善する。

【品目仕様】

接触粒	・シリコーンゴム（ショアA硬度70～80） ・直径1.6mm、高さ1.0mmの突起物
台座	・シリコーンゴム（ショアA硬度70～80） ・直径3.2mm、高さ1.2mmの円柱
グリップL（メガネのつるを差し込む為のシリコーンゴム）	・内径3.1mm、外径4.7mm、長さ30mm

【操作方法または使用方法等】

接触粒を取付けた筒状のもの（シリコーンゴム）にメガネのつるを差し込み、メガネを掛けたときに「こめかみ」附近に接触粒を当て、「つぼ」を圧迫、刺激する。

【使用上の注意】

湿疹、かぶれ、かゆみ、じんましん等のアレルギー性症状を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談下さい。

【取り扱いのお願い】

幼児の手の届くところに保管しないで下さい。
万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

【貯蔵・保管方法】

常温にて保管。

【包装】

ブリスターケースによる梱包（1pr入）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者	株式会社ハセガワ・ビコー
住所	東京都江戸川区松本2-41-4
電話番号	03-3655-4321
製造業者	株式会社ハセガワ・ビコー