

メガロックPRO

【形状・構造等】

接触粒と台座を硬質シリコーンゴムで一体成型し、メガロックV（シリコーンゴムで成型した略三角形の一部に貫通穴を設けてメガネの耳当て部に取り付けるメガネのズレ落ち防止具）の内側に取り付けたものである。メガネに取り付け、メガネを掛けたときに、硬質シリコーンゴムの接触粒が耳後部附近の「つぼ」を圧迫、刺激し、主に肩から上のコリを改善する。比較的安全性が高いと言われているシリコーンを使用することで、安全で安心して使ってもらえるようにした。

【性能、使用目的、効果・効能】

接触粒による圧迫、刺激にて、主に肩から上のコリを改善する。

【品目仕様】

- | | |
|--------|--|
| 接触粒 | ・シリコーンゴム（ショア A 硬度 70~80）
・直径 1.6mm、高さ 1.0mm の突起物 |
| 台座 | ・シリコーンゴム（ショア A 硬度 70~80）
・直径 3.2mm、高さ 1.2mm の円柱 |
| メガロックV | ・シリコーンゴム
・特殊形状をした穴の為、ほとんどのメガネに使用可。（細いモダンの為のアジャスター付） |

【操作方法または使用方法等】

接触粒を取付けたメガロックV（シリコーンゴムによるメガネのズレ落ち防止具）をメガネに取り付け、メガネを掛けたときに耳後部附近に接触粒

を当て、「つぼ」を圧迫、刺激する。本品は家庭において使用する。

【使用上の注意】

湿疹、かぶれ、かゆみ、じんましん等のアレルギー性症状を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談下さい。

【取り扱いのお願い】

幼児の手の届くところに保管しないで下さい。万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

【貯蔵・保管方法】

常温にて保管。

【包装】

ブリスターケースによる梱包（1pr入）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者	株式会社ハセガワ・ビコー
住所	東京都江戸川区松本 2-41-4
電話番号	03-3655-4321
製造業者	株式会社ハセガワ・ビコー