

2010年10月5日（第1版）

届出番号13B3X00177000305

器80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（71026000）

カイゼンパット

【形状・構造等】

接触粒と台座を硬質シリコンゴムで一体成型し、パット（メガネの鼻当て部）の表面の上部に取り付けたものである。メガネを掛けたときに、硬質シリコンゴムの接触粒が鼻上部附近の「つぼ」を圧迫、刺激し、主に首から上のコリを改善し、目の疲れを癒す。

【性能、使用目的、効果・効能】

接触粒による圧迫、刺激にて、主に首から上のコリを改善する。

【品目仕様】

- | | |
|-----|--|
| 接触粒 | ・シリコンゴム（ショア A 硬度 70~80）
・直径 1.6mm、高さ 1.0mm の突起物 |
| 台座 | ・シリコンゴム（ショア A 硬度 70~80）
・直径 3.2mm、高さ 1.2mm の円柱 |

【操作方法または使用方法等】

接触粒を取り付けたパット（メガネの鼻当て部）をメガネに取り付け、メガネを掛ける。メガネを掛けたときに、パットに取り付けた接触粒が鼻上部附近の「つぼ」を圧迫、刺激する。本品は家庭において使用する。

【使用上の注意】

湿疹、かぶれ、かゆみ、じんましん等のアレルギー性症状を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談下さい。

【取り扱いのお願い】

幼児の手の届くところに保管しないで下さい。
万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

【貯蔵・保管方法】

常温にて保管。

【包装】

バルク出荷の為、受注量によりその都度ビニール袋詰め。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者	株式会社ハセガワ・ビコー
住所	東京都江戸川区松本 2-41-4
電話番号	03-3655-4321
製造業者	株式会社ハセガワ・ビコー