

器80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（71026000）

カイゼンモダン

【形状・構造等】

接触粒と台座を硬質シリコンゴムで一体成型し、モダン（メガネの耳当て部）の両端の内側にそれぞれ取り付けたものである。メガネを掛けたときに、テンプル差し込み口の接触粒が「こめかみ」附近の「つぼ」を、及びバチ先（モダンの先端部）の接触粒が耳後部附近の「つぼ」を同時に圧迫、刺激し、主に肩から上のコリを改善する。

【性能、使用目的、効果・効能】

接触粒による圧迫、刺激にて、主に肩から上のコリを改善する。

【品目仕様】

接触粒及び台座 シリコンゴム（ショアA硬度70～80）

・差し込み口附近

接触粒 直径 1.6mm 高さ 1.0mm

台座 直径 3.2mm 高さ 1.2mm

・バチ先附近

接触粒 直径 1.5mm 高さ 0.8mm

台座 直径 5.6mm 高さ 2.2mm

【操作方法または使用方法等】

接触粒を取り付けたモダン（メガネの耳当て部）をメガネに取り付け、メガネを掛ける。メガネを掛けたときに、モダンに取り付けた接触粒が「こめかみ」附近、及び耳後部附近の「つぼ」を圧迫、刺激する。本品は家庭において使用する。

【使用上の注意】

湿疹、かぶれ、かゆみ、じんましん等のアレルギー性症状を起こした場合は、すぐに使用を中止し、

医師にご相談下さい。

【取り扱いのお願い】

幼児の手の届くところに保管しないで下さい。
万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

【貯蔵・保管方法】

常温にて保管。

【包装】

バルク出荷の為、受注量によりその都度ビニール袋詰め。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社ハセガワ・ビコー

住所 東京都江戸川区松本 2-41-4

電話番号 03-3655-4321

製造業者 株式会社ハセガワ・ビコー