

類別及び一般的名称： 歯科材料9 歯科用研削材料
歯科技工用ダイヤモンド研削材
一般医療機器（JMDNコード：70902000）

販売名： セ ラ ポ イ ン ト

【形状・構造等】

1) 成分

① 軸部および基材部：ステンレス鋼

② 作業部：シリコンゴム結合剤
ダイヤモンド砥粒

2) 構造

① 軸部

② 作業部



ハンドピース用（HP）とコントラ用（CR）
グレー（中粗）とピンク（仕上げ）

【性能、使用目的、効果又は効能】

歯科用レジン、金属、セラミック製作物への研削により、効率の良い研磨効果を得られる。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着して通常の研削工程に適用する。

【使用上の注意】

- (1) 歯科用レジン、合金、陶材以外に使用しないこと。
- (2) 対象材料に適した工程のエンジン回転数を超えないこと。
- (3) 研削作業に伴う粉塵の人体への影響を避けるため、局所的吸塵装置、公的機関の認可した防塵マスク等の措置を講じること。
- (4) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- (5) 反復使用による劣化、変質に注意し、適宜新品と交換使用のこと。

【作動・動作原理】

均質な研磨粒度の製造工程管理により切削面がすでに研磨面に仕上がっているという、平面への効率的な研磨効果が得られる。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管。

有効期間：消耗、劣化により適宜新品交換。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用時、保管時に過度の応力を加えないこと。
- (2) 急激な高速回転を行わないこと。

【保守・点検にかかわる事項】

マンドレールの変色劣化に注目し、原因となる薬液、湿気から分離点検する。

【包装】

包装単位は10本入り

形態は1種類

軸長はハンドピース用（HP）とコントラ用（CR）の2種類

荒さは2種類：グレー（中粗）とピンク（仕上げ）

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ハナケン

〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウン

Tel03-5802-0490

輸入先国名：リヒテンシュタイン

輸入先企業名：エデンタ エタブリスマン社