

類別及び一般的名称： 歯科材料9 歯科用研削材料  
歯科技工用ダイヤモンド研削材  
一般医療機器（JMDNコード：70902000）

販売名： セ ラ ホ イ ー ル

【形状・構造等】

1) 成分

- ① 作業部：シリコンゴム結合剤  
ダイヤモンド砥粒

2) 構造

- ① ホイール形状  
グレー（中粗） ピンク（仕上げ）



【性能、使用目的、効果又は効能】

歯科用レジン、金属、セラミック製作物への研削により、  
効率の良い研磨効果を得られる。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用ハンドピースに市販の小頭マンドレルと組み  
立て、装着して通常の研削工程に適用する。

【使用上の注意】

- (1) 歯科用レジン、合金、陶材以外に使用しないこと。
- (2) 対象材料に適した工程のエンジン回転数を超えないこと。
- (3) 研削作業に伴う粉塵の人体への影響を避けるため、  
局所的吸塵装置、公的機関の認可した防塵マスク等  
の措置を講じること。
- (4) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- (5) 反復使用による劣化、変質に注意し、適宜新品と交  
換使用のこと。

【作動・動作原理】

均質な研磨粒度の製造工程管理により切削面がすでに  
研磨面に仕上がっているという、平面への効率的な研磨  
効果が得られる。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管。

有効期間：消耗、劣化により適宜新品交換。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用時、保管時に過度の応力を加えないこと。
- (2) 急激な高速回転を行わないこと。

【保守・点検にかかわる事項】

作業部の変色劣化に注目し、原因となる薬液、湿気から  
分離点検する。

【包装】

包装単位は30枚入りまたは100枚入り（グレーのみ）  
形態は1種類  
荒さは2種類：グレー（中粗）とピンク（仕上げ）

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ハナケン  
〒113-0034 東京都文京区湯島 4-6-12 湯島ハイタウン  
Tel.03-5802-0490  
輸入先国名：リヒテンシュタイン  
輸入先企業名：エデンタ エタブリスマン社