

類別及び一般的名称: 歯科材料9 歯科用研削材料
歯科技工用ダイヤモンド研削材
一般医療機器 (JMDNコード: 70902000)

販売名: ソフト

【形状・構造等】

1) 成分

- ① 作業部: ゴム基材
ダイヤモンド砥粒

2) 構造

- ① ホイール形状



ブラック (粗い粒度) ブラウン (中程度の粒度)

【性能、使用目的、効果又は効能】

歯科用レジン、金属、セラミック製作物への研削により、効率の良い研磨効果が得られる。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用ハンドピースに市販のマンドレルと組み立て、装着して通常の研削工程に適用する。

【使用上の注意】

- (1) 歯科用レジン、合金、陶材以外に使用しないこと。
- (2) 対象材料に適した工程のエンジン回転数を超えないこと。
- (3) 研削作業に伴う粉塵の人体への影響を避けるため、局所的吸塵装置、公的機関の認可した防塵マスク等の措置を講じること。
- (4) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- (5) 反復使用による劣化、変質に注意し、適宜新品と交換使用のこと。

【作動・動作原理】

ホイールが一般より厚みの薄さの基材に助けられ、研磨対象に柔軟性のある作業ができる。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法: 高温、多湿、直射日光を避け常温で保管。

有効期間: 消耗、劣化により適宜新品交換。

【取り扱い上の注意】

- (1) 使用時、保管時に過度の応力を加えないこと。
- (2) 急激な高速回転を行わないこと。

【保守・点検にかかわる事項】

作業部の変色劣化に注目し、原因となる薬液、湿気から分離点検する。

【包装】

包装単位は100枚入り

形態は1種類

粗さは2種類: ブラック (粗い粒度) とブラウン (中程度の粒度)

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ハナケン

〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウン

Tel 03-5802-0490

輸入先国名: リヒテンシュタイン

輸入先企業名: エデンタ エタブリスマン社