

クイックフィット

【形状、構造及び原理等】*

1. 原材料及び形状・構造

プラスチック樹脂、ステンレス鋼から構成される。



* 装着図例

* 付属品として以下の単体での補充品がある。(用途別に記載)

①チンキヤップ用		商品番号
	スナップオンフック	300-133
②ハイプルヘッドギア用		
	スナップオンチューブ	300-132
	メタルチュービング	300-131
	Jフック 1)カスピッド10mm	300-121
	2)バイカスピッド15mm	300-122
	3)カスピッドロング10mm	300-123
	4)ハイプル	300-125
	5)ハイプルロング	300-126
③共通		
	スナップオンパッド	300-135

【使用目的又は効果】

歯列矯正用器材と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える器具を言う。古典的な歯科矯正用ヘッドギアは、患者の顎部又は頸部を包み込むストラップ、及び患者の口腔内に装着した前歯部に設けられたリスト(逆牽引用ヘッドギア装置)に固定するインナーボーを有する。

【使用方法等】

本品を患者にもっとも適した大きさになる様に調整し、頭部に本品を装着し、治療に適した用途の付属品を選択して使用する。
治療により、口腔内に装着した器材と顎外用エラストックを使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1)本品の金属部分は、ニッケル及びクロムを含有しているため、ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2)本品を使用する際にゴムを併用するため、天然ゴムに対して、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、呼吸障害、血圧低下、ショック等のアレルギー症状の既往歴のある患者には使用しないこと。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し 医師の診断を受けるよう指示すること。
- 3)本品は一度使用した者以外への再使用をしないこと。

2. その他の注意

- 1)本品を頭部から外す場合、安全確保の為必ず口腔内と接続している部品を撤去してから頭部を取り外すこと。顔や目を損傷する危険があります。
- 2)ランニングやスポーツをする場合は安全確保の為④の要領で、本品を頭部から取り外すこと。。顔や目を損傷する危険があります
- 3)本品及び接続して用いられる部品を他の人に引っ張られたり、掴まれたりしない様に注意して下さい。。顔や目を損傷する危険があります
- 4)使用しているうちに、本品にほつれや、破れ、その他亀裂等が生じた場合は、使用を中止し新しいものに交換すること。

- 5)本品を使用しているうちに、毛髪や頭部に異常が見られた場合は使用を中止し、担当の医師の指示に従うこと。
- 6)患者が適正に使用出来るように充分指導をすること。万一 損傷を負った場合は、速やかに医師の診断を受けさせるよう指示すること。
- 7)歯科医療有資格者の指導の下以外では使用をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ①開封前の製品については、保管期間を定めない。
- ②外圧、水分等、製品に影響を与えない環境で保管する。

【保守・点検に係る事項】

使用時に破損、劣化、異常がないか確認をすること。

【製造販売業者及び製造業者氏名又は名称等】

製造販売業者氏名: 有限会社バルビゾン
連絡先電話番号: 047-460-7818
製造業者氏名: グレイトレイクスオーソドンティックス
(Great Lakes orthodontics, Ltd.)

国名: アメリカ