

機械器具62歯科用切削器のうち歯科診療室用機器
医療機器一般 歯科用スケーラ 35320000

リルパレット**

【禁忌・禁止】**

- (1)本人以外の再使用禁止

【形状、構造及び原理等】**

- 1.原材料:ポリプロピレン
2.形状・構造・寸法等

＜形状＞

* 1. 使用時



* 2. 未使用時



3.原理**

別に届ける固定式矯正装置を口腔内に装着した際にそれらの装置と歯茎や口蓋、歯の間の口腔内清掃等にもちいる。

【使用目的又は効果】*

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物除去するために用いる歯科手術用器具をいう。

【使用上の注意】**

1.重要な基本的注意

- (1)使用目的以外の用途には使用しないでください
- (2)本品の本人以外の再使用は行わないこと。
- (3)本品は、矯正歯科としての用途以外に使用しないこと。
- (4)本品を使用する時は、必ず担当の医師の指示に従って使うこと。
- (5)事前にアレルギーについての有無を確認し、使用する材料との関係を検討すること。
- (6)本品及び周辺機器の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者に対しては、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (7)本品を使用しても、患者さんのブラッシングが不十分だと齲歯になりますので口腔内管理を行うように指導すること。
- (8)本品は固定式装置を装着時に使用するものなので、装置除去後は使用しないこと。
- (9)使用しているうちに、本品に亀裂やひび、その他異常が生じた場合は使用を中止し新しいものに交換すること。
- (10)本品を使用しているうちに、粘膜等に異常が見られた場合は使用を中止し、担当の医師の指示に従うこと。
- (11)本品を操作する際には口腔内で強く押したり、引っ張ったり無理な操作はしないこと。粘膜が傷つく恐れがあります。
- (12)本品を火気周辺に放置したり、火気に近づけたりしないで下さい。
- (13)本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

- ①開封前の製品については、保管期間を定めない。
- ②外圧、火気、高温、水分等、製品に影響を与えない環境で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者氏名: 有限会社バルビゾン

連絡先電話番号: 047-460-7818

製造業者: ジーアンドエイチワイヤーカンパニー

(G&H Wire Company, Inc.)

国名: アメリカ