

ヘッドギア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品に劣化・変形等が見られた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】*

- (1) 患者に適合するようストラップを調整して使用すること。
- (2) 患者自身、又は保護者と装着・取外しの練習をすること。その際、装着中に激しい運動をしないよう伝えること。
- (3) 調整のため定期的に、又は不具合が起きた場合には、歯科医師の診断を受けさせること。
- (4) 経年・反復使用による劣化のため、切れやすくなる場合がある。その場合は新しいものに交換すること。（目安：約6か月）*

【形状・構造及び原理等】

本品は歯列矯正用フェイスボウと併用し、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える機器で、ストラップ(ヘッドストラップ/ネックストラップ)とモジュールから成る。次の原材料で構成する。

- ・ヘッドストラップ/ネックストラップ: 布
- ・モジュール: 合成樹脂、ステンレス鋼(内蔵スプリング)

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】
紫外線を避けて保管すること。

【使用目的又は効果】

歯列矯正用フェイスボウと併用し、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加える。患者の頸部又は頭部を包み込む「ストラップ(ネックストラップ/ヘッドストラップ)」、及びストラップを患者口腔内のフェイスボウに固定するための「モジュール」から成る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス

【使用方法等】

- (1) 用途に応じたヘッドストラップ/ネックストラップを選択し、頭部/頸後部に取り付ける。
- (2) ヘッドストラップ/ネックストラップにモジュールを取り付ける。
- (3) (2)にフェイスボウを接続し、口腔内に装着する。

852-811, 852-812, 852-745, 852-746,
852-747, 852-748, 852-815, 852-820,
852-821, 852-825, 852-822,
852-828, 852-033092, 852-033093,
852-033091, 852-033090, 852-
034892, 852-034894, 852-034891,
852-034893