

再使用禁止

リンガルATTACHMENT

【禁忌・禁止】*

・再使用禁止

・ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
・使用状況により脱落・変形が起こる場合がある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。*

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で構成する。

・ステンレス鋼

(構造等)



【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

ダイレクトボンディング用の使用方法

- (1) 本品を取りつける位置、方向を確認する。
- (2) 接着する面に汚れが付いていないことを確認する。
- (3) 使用する接着剤の指示に従い、歯面に接着する。
- (4) 接着剤が十分に硬化したのち、ワイヤー又はエラスチックチェーン等を装着する。

帯環用の使用方法

- (1) 本品を取りつける位置、方向を確認する。
- (2) 溶接する面に汚れが付いていないことを確認する。
- (3) 溶接する、帯環を歯にセットする。
- (4) 帯環の接着剤が十分に硬化したのち、ワイヤー又はエラスチックチェーン等を装着する。

【使用上の注意】**

1)使用注意

- (1) 本品の脱落や歯の摩耗を防ぐため、対合歯に接触しないように接着すること。*
- (2) 脱落・変形が起こった場合は、使用せず新しいものに交換すること。*
- (3) デイボンディングの際は、撤去専用のプライヤーを使用し、慎重に行うこと。*

2)重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (2) 口腔内での脱落は、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。*
- (3) 本品については、試験によるMR安全性を評価していない。**

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス