

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 JMDN コード: 35424000

Getinge Aquadis 44 シリーズ

【警告】

1. 使用方法

- (1) プロセスの停止や終了後にドアを開ける際に、チャンバーから高温の蒸気が噴出することがある。洗浄器の周辺で作業をしている場合は、注意すること。[火傷のおそれがあるため。]
- (2) 被洗浄物や洗浄カート等の表面は高温になるため、取扱い前に十分冷却の上、手袋を着用すること。[火傷のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



寸法

幅	奥行	高さ1	高さ2
650mm	690mm	1900mm	1860 mm

2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式	クラス I 機器
電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード)	IP21

3. 電気的定格

電源電圧	AC200V (±10 %) 3+PE
電源周波数	50/60Hz
電源入力	22.2A

4. 構成

- (1) 本体
以下の 2 機種より選択できる。
1) シングルドアモデル
2) ダブルドアモデル
- (2) 付属品(使用用途に合わせて選択)
1) 各種洗浄カート
2) ローディングトrolley

5. 作動原理

本品は、内蔵する循環ポンプにより水を循環、ヒーターにより加熱し、設定された温度、時間で被洗浄物の洗浄・消毒・乾燥を行う。プログラム毎に「作動時間、温度」等が設定されており、被洗浄物に合わせて選択する。

【使用目的又は効果】

本品は、再使用可能な手術器具、麻酔器具、靴、及び他の手術用具の除染・消毒のために用いる洗浄器である。乾燥機能を内蔵している。

【使用方法等】

- 主電源スイッチを ON にして電源を入れる。
- 長時間(72 時間以上)使用されていない場合、チャンバーが空の状態です「Instrument」等のプログラムを稼働させ、洗浄器を安全に使用するための準備を行う。
- 被洗浄物から洗浄できない部品を取り外し、被洗浄物の予備洗浄を行い、洗浄カートに載せる。
- ドアを開き、洗浄カートを開いたドアの上に載せてチャンバー内へ搬入し、ドアを閉める。
- プログラムを選択し、洗浄工程を開始する。
- 工程が完了すると、タッチスクリーンに「Complete」表示がされる。
- 洗浄カートをチャンバーから搬出する。
- 被洗浄物を洗浄カートから取り出し、洗浄・消毒の状況を確認する。
- 適宜、主電源スイッチを OFF にして電源を遮断する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

詳細は取扱説明書を参照のこと。

- 弊社が規定する付属品以外は使用しないこと。
- 被洗浄物の再生処理は、医療器材の製造元が指定した洗浄・消毒等の手順に従うこと。
- 本品の使用にあたり、検証済みである弊社製純正もしくは弊社が指定する洗浄剤を使用すること。[検証されていない洗浄剤を使用した場合、期待される洗浄効果が得られなかったり、不具合が発生するおそれがあるため。]
- チャンバーのスプレーアームはメンテナンス時を除き取り外さないこと。[洗浄結果に影響を与える可能性があるため。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

温度: -20~60℃
最大湿度: 90% (30℃で保管の場合)

2. 耐用期間

指定された保守点検を実施した場合 10年もしくは40,000サイクルまでの使用
[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

詳細は取扱説明書「メンテナンス」を参照のこと。

- 日常点検
 - チャンバーの底部に落下物が残っていないか。
 - スプレーアームが支障なく回転しているか。
 - スプレーアームの穴が詰まっていないか。
 - チャンバーに接続する付属品がドッキングポートに適切に接続されているか。
 - チャンバー内のスレーナーが清潔で、水が問題なく流れるか。
- 週次点検
- 月次点検

2. 業者による保守点検

年 1 回または 4,000 サイクルごとに実施する必要がある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL 03-5463-8310

外国製造業者:

Getinge Disinfection AB

(ゲティンゲ ディスインフェクション エービー)

国名:スウェーデン

取扱説明書を必ずご参照ください。