

類別：機械器具 8 1 磁気治療器
管理医療機器 一般的名称：家庭用電気磁気治療器（JMDN コード 71015000）

マグシャワー 160

【警告】

- 本来の目的以外の使用を禁止します
- 本機の分解・改造はしないでください
- 本機の保管及び使用する場合は、湿度の高い所は避けて下さい
- 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談して下さい
- 故障・破損したものは使用しないで下さい
- 下記の方は使用前に医師に相談してください
 - ① 悪性腫瘍のある方
 - ② 心臓に障害のある方
 - ③ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方
 - ④ 糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある方
 - ⑤ 温度感覚喪失が認められる方
 - ⑥ 皮膚に感染症及び/又は創傷のある方
 - ⑦ 安静を必要とする方
 - ⑧ 体温 38℃以上（有熱期）の方
 - 例 1. 急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期
 - 例 2. 衰弱しているとき
 - ⑨ ねんざ、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の方

【禁忌・禁止】

- 次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性がありますので使用しないでください
 - ① ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受け易い体内植込み形医用電気機器を使用中の方
 - ② 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャント〔頭皮下に埋め込んで脳脊髄液を腹腔にバイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳脊髄液の流量が変更可能な医療機器〕などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用中の方
 - ③ 人口透析をされている方
 - ④ 乳幼児・妊娠中の方

【形状・構造及び原理等】



本体



マグホッパー

1. 構成

- (ア) 本体
- (イ) 取扱説明書
- (ウ) マグホッパー（磁力確認用磁石）

2. 本体の寸法及び重量

- (ア) 寸法：縦 270×横 110×厚み 77 mm
- (イ) 重量：2.5 kg

3. 電氣的定格

- (ア) 定格電源：AC 100V 50/60Hz
- (イ) 定格容量：135/115VA 11W/9W
- (ウ) タイマの定格時間：30分
- (エ) 電撃に対する保護の形式：クラス 0

4. 表面磁束密度

- 150/125mT

5. 動作原理

交流電気によって磁場を作り、人体に磁力線を浸透させて治療します。

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用するこ

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。

また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 操作方法

- (ア) 治療器本体に異常の無いことを確認します。
- (イ) 電源プラグをご家庭の交流 100V コンセントに確実に差し込みます。
- (ウ) 人体の体形及び体位に合わせて、治療器の治療面を肩、腰、下肢等、コリのある部分に密着させて治療を開始します。
- (エ) 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、機器は次回の使用に差支えないように清潔に保ってください。

2. 使用時間・使用頻度

- (ア) 使用時間は 1 回 30 分以内を厳守してください。
- (イ) 1 回の使用時間は 15～30 分、1 日 1～3 回の使用が適当です。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

1. 使用を中断・終了する時やその場を離れる時は電源を切る
2. この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していません
3. 付属品は同梱品を使用してください
4. 機器を使用する前には、次のことに注意してください
 - （ア）時計、フロッピーディスク等の磁気カード類、また補聴器、携帯電話等の電子機器類などの磁気に影響を受ける器具は故障の原因となりますので近づけないでください
 - （イ）すべてのコードは容易に離脱しないよう、正しく接続してください
 - （ウ）しばらく使用しなかった機器を使用するときは、前各号に準じるほか機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認してください
 - （エ）他の治療器と同時に使用しないでください
 - （オ）付属のマグホッパー（磁力確認用磁石）を本体上部に乗せて電源を入れると磁石が跳ね、30分後にタイマが作動し電源が切れて磁石が止まる事を確認する
 - （カ）しばらく使用しなかったときには、もう一度取扱説明書をよく読み、正常かつ安全に作動するか確認してください。
5. 使用中には次のことにご注意ください。
 - （ア）定められた使用時間、使用回数を超えて使用しないでください。
 - （イ）機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
 - （ウ）身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
 - （エ）停電のときは直ちに電源を切ってください。
6. 使用後、保管には次のことにご注意ください。
 - （ア）電源コードを抜いてください。
 - （イ）電源コードを取り外す場合は、コードをもって引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないようにしてください。
 - （ウ）本体は次の使用に支障のないように清浄（水・薬品等は使わない）にし、湿気のないところに整理、保管してください。
 - （エ）機器を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。
7. 機器の故障及び改造には次のことにご注意ください。
 - （ア）機器の故障は、販売店又は製造販売元にご連絡ください。
 - （イ）機器は、改造しないでください。
 - （ウ）落下・衝撃等を与えないでください
 - （エ）電源コードが破損した場合、コードの交換は危険防止のため、製造業者・代理店又は同等の有資格者によって行ってください
 - （オ）その他、危険と思われる行為は行わないでください

【保管方法及び有効期間等】

1. 常温常圧下にて保管してください
2. 貯蔵場所については次の事項に注意してください
 - （ア）機器に水がかからない場所に保管するしてください
 - （イ）気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください
 - （ウ）化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないでください。

有効期間：有効期間（耐用年数）は3年以上の使用を意図しています。尚、修理に係る部品は製造中止後5年間保存します。

【保守・点検に係る事項】

1. 常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、点検修理を依頼してください。
2. 清掃は薄めた中性洗剤を染みこませた柔らかい布で行ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：ハマ電工株式会社
住 所：静岡県浜松市浜北区豊保245-1
電 話：053-588-0311
製造販売業許可：22B2X00021号

製 造 業 者：ハマ電工株式会社