

2021 年 6 月(第 1 版)

類別及び一般的名称等 医 05 副木／35354000 成形副木
一般医療機器

MOS ゲニュー(届出番号 27B2X00262000040)

禁忌・禁止

以下の場合には装着前に医師に相談すること

1. 製品の装着部位に皮膚の疾患／疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
2. 損傷部位に知覚障害または循環障害がある場合。
3. リンパ機能に障害がある場合(装着部から離れた部位でも軟部組織の浮腫がある場合も含む)。
4. 静脈瘤

【形状・構造及び原理等】

装具は解剖学的に身体形状に合うよう成型されており、必要に応じて再成型可能。肌に接するパッドはすべり止め防止加工をしており、肌に害をなさないよう表面を処理済。フレームはショートとロング(ショート+延長シェル装着)の2種類あり。



【使用目的又は効果】

損傷した膝関節を固定する。身体に合うようあらかじめ成型されている。

【使用方法等】

*** 取扱説明書を必ず参照すること**

〔初期適合方法(義肢装具士による)〕

ジョイントの可動域制限を留めネジを使用して調節を行う。希望の可動域にて設定する。また適切な厚さの顆粒パッドを選んで設置する。

〔装着方法〕

膝を軽く折り曲げて膝キャップの中央に関節の中心を合わせる。下部分の装具にあるストラップを穴から通し、関節に近いものから順番に均等な力で締める。上部分の装具も同じようにストラップを締める。

【使用上の注意】

1. 本製品は義肢装具士の指導により装着すること。使用にあたっては取扱説明書に従うこと。
2. 本製品は複数での共用はせず、一個人の方の使用に限定すること。
3. 誤使用をした場合では、保証は適応外となる。
4. 本製品を改造した場合、製品機能の低下を引き起こすため、改造しないこと。また、改造した場合、保証は適応外となる。
5. 万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合は、直ちに医師へ相談すること。
6. 本製品と他の製品を併用する場合、医師へ相談すること。
7. 本製品はコンタクトスポーツなどで起こりうる損傷を防止するものではない。
8. 軟膏、ローション、グリースや酸を含む液体が製品に付着しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕直射日光に当たらない場所にて保管

〔有効期間〕1 年間(保証期間)

〔使用期間〕医師の処方に従うこと

【取扱い上の注意】

1. 中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯または水を使用し、手洗いすること
2. 漂白剤は使用しない。
3. マジックテープの傷みを防ぐため、洗濯前にはすべてのマジックテープを締めておく。
4. ヒーターや乾燥機などは使用せず、日陰で自然乾燥すること。
5. アイロン、ドライクリーニングは行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

パシフィックサプライ株式会社

072-875-8008(代)

外国製造所

Bauerfeind AG./ドイツ

取扱説明書等を必ずご参照下さい。