

【形状・構造及び原理等】

熱で軟化し常温で固まる板であり、対象部位の形状に合わせて使用する固定具

【使用目的又は効果】

骨折又は治療した鼻骨を支持する。

【使用方法等】

- 1) 60℃のお湯の中に、約 2～5 分間入れる。
- 2) 製品が軟化し、患部へモールディングできる状態になる。
- 3) 製品を患部に沿わせ、ご希望の形にする。
- 4) 温度が低下することによって、硬化し、製品が完成する。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は医師の処方により使用すること。使用にあたっては取扱説明書に従うこと。
- 2) 十分な換気がなされている場所で作業を行うこと。
- 3) 温めた製品で装着者が熱傷を負わないように充分注意すること。
- 4) 製品を直火で加熱しないこと。
- 5) 真夏の自動車の中や暖房器具の傍、サウナなどではスプリントが形状を失うので注意すること。
- 6) お手入れの際、絶対に洗剤を使用しないでください。
- 7) 200℃以上加熱しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

室温10℃から30℃の乾燥した場所に元包装のままで水平に保管。また、直射日光に当たらない場所にて保管。

〔有効期間〕

3年間

〔使用期間〕

医師の処方に従うこと。

【取扱い上の注意】

- 1) むるめのお湯と液体せっけん、天然洗剤または練りはみがきを使用して、汚れを落とし、よくすすぐこと。
- 2) 製品で製作した装具はオートクレーブ（加圧滅菌器）では滅菌できない。ガスで滅菌可能。
- 3) 絶対に洗剤を使用しないこと。
- 4) 洗剤や酸性の液体などに長時間製品を浸けておかないこと。コーティングフィルムに悪影響が及ぶ。
- 5) 1日に1度は手入れすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

パシフィックサプライ株式会社 TEL:072-875-8008

製造業者

ORFIT Industries n.v.

オルフィット インダストリーズ ベルギー

取扱説明書等を必ずご参照下さい。