

* 2017年10月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2017年4月改訂

機械器具（74）医薬品注入器
一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ（JMDN：70396000）

アボスタートクリップ®

A▼OSTARTCLIP®

再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】

1. 外観及び形状

投与量1/4クリップ(白色) 投与量3/4クリップ(赤紫色)
投与量1/2クリップ(黄色)



2. 作動原理

本品は、併用医薬品のピストンの動きを抑制するためのストッパー機能を有する。併用医薬品を装着して固定すると、併用医薬品のピストンの動きは制限され、投与できる薬剤量を制限する。

**【使用目的又は効果】

本品は、併用医薬品（アボネックス®筋注用シリンジ30 μ g）による漸増投与をする際に投与量を一定量に制限するために使用する器具である。

**【使用方法等】

本品はアボネックス®筋注用シリンジ30 μ g（承認番号21800AMY10104）と組み合わせて使用する。

【使用方法】

1. 準備

(1) 用具

併用医薬品及び以下の方法で選択した本品のクリップ

(2) 本品のクリップの選択

目標投与量に対応する本品のクリップを以下から選択する。なお、目標投与量は医師の指示により決定すること。

- ・ 第1週：投与量1/4クリップ（白色）
- ・ 第2週：投与量1/2クリップ（黄色）
- ・ 第3週：投与量3/4クリップ（赤紫色）

2. 用法

注意：投与时(2)まで、併用医薬品の針キャップは外さないこと

(1) 併用医薬品の装着

以下の手順により併用医薬品を本品に装着する。

① 本品のふたを開く



② 併用医薬品を本品に入れてカチッと音がするまで完全に挿入する。



③ 本品のふたを完全に閉じる



(2) 注射

併用医薬品の針キャップを外し筋肉に穿刺し、ピストンを押せるところまで押して薬剤を投与する。



第4週以降の投与では本品は使用しない。

3. 使用後

使用後には、併用医薬品（残液含む）は本品から取り外さず装着したまま一緒に廃棄する。

**【使用上の注意】

- ・ 本品は、「アボネックス®筋注用シリンジ30 μ g」を投与する際に用いる器具であり、それ以外の目的で使用しないこと。

** アボネックス®筋注用シリンジ30 μ gの使用説明書を参照すること

- ・「アボネックス®筋注用シリンジ30 μ g」の自己投与において、患者が本品を使用する場合は、医師がその妥当性を検討し、患者に対し十分な教育訓練を実施した後、患者自らが適切に使用できることを確認すること。
- ・注射の準備ができるまで注射針のキャップは外さないこと。
- ・本品は単回使用のため、繰り返し使用しないこと。
- ・本品を複数の患者間で使い回しをしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

バイオジェン・ジャパン株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号

問い合わせ：TEL 0120-560-086

（午前9：00～午後5：00 祝祭日、会社休日を除く月曜日から金曜日まで）

*〔外国製造業者〕

Scandinavian Health Ltd.-TY1 Plant（台湾）

〔製造業者〕

ニプロ医工株式会社

製造販売元

バイオジェン・ジャパン株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号