

パーフェクトレジン

【禁忌・禁止】

本品又はポリアミド樹脂に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状・構造

ペレット状

2. 色調

半透明ピンク色

3. 原理

本品を加熱溶解し、型に射出成型することにより所定の形に成型する。

4. 主成分

ポリアミド

5. 包装

特大(LL) : 1000 g ポリ袋入り

大カプセル(L) : 25.0 g アルミ缶入り

中カプセル(M) : 18.0 g アルミ缶入り

小カプセル(S) : 9.0 g アルミ缶入り

* 【使用目的又は効果】

1) 概要

本品は、歯科領域で使用する義歯床用熱可塑性レジンであり、その性状はペレット状になっている。患者から採取した印象をもとに本品を圧縮注入鑄造させて、義歯床を作製し口腔内で使用する。

2) 使用目的

本品は、義歯床用として使用される熱可塑性の歯科材料である。

* 【使用方法等】

使用方法

1) ワックスアップ

通常の方法により、人工歯排列や歯肉形成などを行ったワックス模型を作製します。

2) 埋没

ワックス模型を埋没用石こうに埋没させます。

3) ロストワックス

埋没したワックス模型の脱ろうを行い、射出成型用石こう型にします。

4) 射出成型

使用前に 70℃の乾燥機にて 24 時間乾燥した本品を、専用ヒーターにて溶解させます。本品を、歯科技工用成型器で石こう型に射出成型を行います。

5) 成形品の取り出し

射出成型された成形品を冷却後、石こう型から取り出します。

6) 研磨

成形品を研磨します。

**使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を溶解鑄造する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- 2) 射出成型作業時の高温状態での取り扱い、火傷

しないよう注意を払うこと。

- 3) 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

** 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により、発疹、炎症など過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 2) 本品の研磨作業等の際には、目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

その他の注意

患者が義歯を使用する際の注意として以下を指導してください。

- 1) 義歯を清潔に保つこと。食後、軟らかい義歯用歯ブラシを使用し、食物残渣などを軽く取り、清潔に保つこと。
- 2) 就寝前に、義歯を義歯洗浄剤の液に浸漬し、除菌及びコーヒーや喫煙による着色汚れを除去することが望ましいこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 2) 本品は、直射日光を避けて火気厳禁の冷暗所に保管すること。

有効期間

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。
(例:〇〇〇〇-〇〇は、使用期限〇〇〇〇年〇〇月を示す)
[当社データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル
住所 〒178-0063
東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号 03-3923-4186

取扱説明書を必ずご参照ください。