

V-リペア

【禁忌・禁止】

本品に対して湿疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある使用者は使用しないこと。

漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに気化させないこと

- 4) 取り扱い後は、手、顔、等をよく洗い、うがいをすること。また、休憩場所には、手袋その他の保護具を持ち込んでではない。

*【形状・構造及び原理等】

組成

主成分：プロパノール

形状・構造

本品は、透明の液体である。
50m l ビン入り

性能

接着強度：5MPa 以上

原理

本品は、補修用義歯床に塗布し、新たに義歯床用レジン
を圧縮注入して一体成型し、義歯床間を接着する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた使用者においては、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
- 2) 気化したガスを吸入すると気道を刺激し、喘息、咳、胸痛、肺水腫を起こすことがあるので、万一、吸入した場合には、新鮮な空気のある場所に移動させ安静にし、医師の手当てを受けること。
- 3) 液の皮膚接触は、腐食性が強く重症の薬傷を起こすことがあるので、皮膚に付着した場合は多量の水および石鹸で洗い流すこと。万一、症状が出た場合には、必要に応じて医師の診断を受けること。
- 4) 本品が目と接触すると失明の恐れがあるので、万一、目に入った場合は、清浄な水で 15 分以上洗顔をのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。

*【使用目的又は効果】

本品は、義歯床の補修において、レジンに接着させるために用いる接着剤である。本品の性状は液状となっており、義歯床レジン表面に塗布してプライマー処理を行い、新たなレジンに接着させるために用いるものである。

使用目的

補修用義歯床面に本品を塗布し、新しい義歯床を接着する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 直射日光を避け、開封後室温 25℃以下で保管すること。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

有効期間

本品は、包装に記載の使用期間までに使用すること。
(例 ○○○○-○○は使用期限○○○○年○○月を示す)
[当社データによる]

【使用方法等】

- 1) ワックスアップ・埋没・脱離
ワックスアップされた補修用義歯床を通法に従い一次埋没する。
一時埋没の後、通法に従い二次埋没を行い、脱離する。
- 2) 分離剤の塗布
義歯床用分離剤を石膏面に塗布する。
- 3) V-リペアの塗布
接着を行う面にV-リペア液をスポイト等で均一に塗布する。
- 4) 射出成型
通法に従って射出成型を行う。
- 5) 成形品の取り出し
射出成型された成形品を石膏型から取り出す。
- 6) 研磨
成形品を研磨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ユニバル
住所	〒178-0063 東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号	03-3923-4186

使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を使用する際には、有毒性及び刺激性があるので、局所排気装置、保護眼鏡、保護手袋及びマスクを用いること。
- 2) 容器を転倒させ落下させ衝撃を与えるなど、粗暴な扱いはしないこと。
- 3) 本品は揮発性である為、使用後は容器を密閉して、