

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 CPAP キット 70579000

CPAP システム（VS）
（PEEP バルブ）

再使用禁止

【警告】

1. 持続的気道陽圧療法を受ける患者を監視すること。[体液鬱滞、気胸、心拍量の減少、胃膨満などが起こる可能性があるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本製品の水洗い、浸漬、ガス滅菌、蒸気滅菌をしないこと。
[有毒な残留ガスが生じたり呼吸抵抗が危険なレベルにまで増加したりする可能性があるため]
3. 次の症状や既往歴を有する疑いのある患者に持続的気道陽圧療法を行う場合は注意すること。禁忌疾患の症状が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。脳脊髄液漏れ、篩板の異常、頭部の外傷、気脳症

〈適用対象（患者）〉

本品を次の患者には使用しないこと。

1. 嚢胞性肺疾患、低血圧、重度の不整脈、冠動脈疾患、気胸、縦隔気腫、活動性結核

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



PEEP バルブ

品 番	構 成
9003B	2.5 cm H ₂ O（245Pa）, 9005A
9005B	5.0 cm H ₂ O（490Pa）, 9005A
9007B	7.5 cm H ₂ O（732Pa）, 9005A
9010B	10.0 cm H ₂ O（980Pa）, 9005A
9012B	12.5 cm H ₂ O（1225Pa）, 9005A
9015B	15.0 cm H ₂ O（1470Pa）, 9005A
9022B	20.0 cm H ₂ O（1960Pa）, 9005A

【使用目的又は効果】

持続的気道陽圧法を行うために用いること。

【使用方法等】

本製品を接続して使用する装置、及び製造業者が支持する手順に従って、使用前にシステムが適切に機能することを確認すること。

1. 患者が組み合わせて使用するマスクに慣れるまで、PEEP バルブなしで呼吸させる。

2. 医師の方針に従って、適切な呼吸終末陽圧レベルを選択する。
押しながらねじり、マスクの呼吸側ポートに PEEP バルブを接続し、PEEP バルブの開放ポートが大気へ解放されていることを確認する。気管切開を施された患者に CPAP を行う際はマスクを使用せず、アダプタ（9005A）を使用して PEEP バルブを呼吸回路に接続する。
3. CPAP システム内に PEEP バルブの開放ポートから十分な流量が排出されているかを確認する。
4. 気道内圧を監視する場合は、マスクのポートに気道内圧チューブを取り付ける。ポートを使用しない場合は、必ずポートにキャップを被せる。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。
2. 本製品の使用前に、接続に誤りがなく、すべての接続部に漏れないことを確認すること。
3. すべての接続部は両手で持って強く押し込む、又はねじって固定し、緩みがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

保管条件

周囲温度：-30℃～70℃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

パイエアメディカル合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

パイエア メディカル インク（Vyaire Medical, Inc.）

国名：アメリカ合衆国