

歯科材料 1 歯科用金属
管理医療機器
JMDN70792000 歯科用ステンレス鋼線
加強線

【禁忌・禁止】

本材又は類似材質（ステンレス）に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIST6103歯科用ステンレス鋼線

成分（材質）

JIS G4303（ステンレス）鋼棒SUS304

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること
腐食性薬品等や湿気を避けて袋に入れ保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社美須化学研究所

製造業者

同上

住所

〒542-0012

電話番号

大阪市中央区谷町 6 丁目 2 番 1 1 号
06-6761-4092（代）

形状 線状

- ・ 6 m 巻き包装
- ・ 3 0 c m 直線×50本入り包装

軟質

半円型

太 (2. 1mm) 標準 (1. 8mm) 細 (1. 4mm)

平 型

太 (2. 1mm) 標準 (1. 8mm)

硬質

半円型

太 (2. 1mm) 標準 (1. 8mm) 細 (1. 4mm)

平 型

太 (2. 1mm) 標準 (1. 8mm)

【使用目的又は効果】

本品はバー及び義歯床補強を目的とする。

【使用方法等】

義歯床等使用法

義歯模型に本品を添わせ型を採る。

餅状になった樹脂の中に埋め込む。

その他通常の技工法にて作成して下さい。

研磨方法

ブラシ、パフ等を用いた通常の技工法にて研磨して下さい。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕**

本品の研磨作業の際は、粉塵による人体への影響を避けるため
使用上の注意をよくお読み下さい。

樹脂から本品が露出しないようにご注意下さい。

【使用上の注意】

(1)使用注意（次の患者には慎重に適用すること）**

従来ステンレス鋼線SUS304の主成分には鉄、クローム、ニッケル等が含有されています。ニッケル等上記成分に対する発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること。

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

(2)重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと