

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ（コード：37434000）

ディスポ サライバエジェクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

*【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造・原理〕



非能動型の吸引装置に連結し、口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

〔原材料〕

チップ：ポリ塩化ビニル

チューブ：ポリ塩化ビニル

チューブ内部：ステンレス（亜鉛メッキ）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市天白区原4-106

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる筒状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- 使用目的に応じた角度にチューブを曲げる。
- 吸引装置に差し込み吸引を行う。

【使用上の注意】

- 使用前に汚れ、キズ、破損等がないかを確認し、これらがある場合は使用しないこと。
- 使用中に抜けないように、吸引装置の管にしっかりと差し込むこと。
- チップがチューブから外れ、誤飲につながるおそれがあるため、本体先端部に過度な力を加えないこと。
- 破損等の原因となるので、粗雑な取扱いを行わないこと。