

歯06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排糸（コード：35861001）

スマートコード

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造および原理等】

形状：本品は、コードの直径によって以下の種類がある。

コード	種類	色	直径 (mm)
0000	ファイネスト	黒／青	0.50
000	ウルトラファイン	黒／灰	0.70
00	エクストラファイン	茶／黄	0.82
0	ファイン	紫／薄紫	0.99
1	ミディアム	青／薄青	1.20
2	シック	緑／黄緑	1.35

材質：綿

原理：歯肉と歯面の間に挿入することにより
一時的に歯肉を歯面から圧排する。

【使用目的又は効果】

薬剤非含有の木綿糸であり支台歯形成の間、
歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法等】

- 適切なサイズを選択する。
- 適切な長さに切り、歯肉溝内へ挿入する。
- 圧排が得られた後、本品を歯肉溝から除去する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 本品を選択する際は、歯肉の厚さを考慮し、歯肉が薄い部位には太いコードの使用は控えること。
- 本品を20分以上挿入し続けないこと。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず本品の点検を行い、損傷、変形等があるものは使用しないこと。
- 使用の際は誤飲させないよう充分注意すること。飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106