

器68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー（コード：16350000）

リズブル ディスポプラ印象トレー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造

全顎用	上顎用 S	下顎用 S
	上顎用 M	下顎用 M
	上顎用 L	下顎用 L
局部用	上顎前歯用	下顎前歯用
	片顎 右上・左下用	
	片顎 左上・右下用	

2. 原材料：ABS樹脂

【使用目的又は効果】

各種歯科用印象材を盛って、口腔内の印象を採得するのに用いる。

【使用方法等】

- 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接します。
- 印象材の硬化後、口腔内から取り出します。

【使用上の注意】

- 使用前に消毒する場合は、エタノールで拭くこと。
- 使用前に薬液滅菌を行う場合は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- オートクレーブ滅菌不可。
- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。
- 外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市中白区原4-106