

器50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開口器（コード：70949000）

リズブル バイトブロック

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料：シリコン

【使用目的又は効果】

本品を患者に噛ませることにより、患者の開口状態を保持する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に必ず滅菌する。
- 2) 本品を患者に噛ませ、開口状態を保持する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 2) 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
 - 1.粗雑な取り扱いをすること。
 - 2.使用時に必要以上の力（応力）を加えること。
 - 3.改造、調整等の二次加工。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 滅菌後はほこり及び水気のない場所で、直射日光を避けて保管すること。
- 2) 腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
- 3) 外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷等の異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- 3) 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、本品の素材に影響を及ぼすことがある。
- 4) 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- 5) オートクレーブ滅菌器を使用する際は、135℃以下を厳守し、乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
- 6) 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市中白区原4-106