

アローインプラント用インスツルメント

【警告】

- ・機能的に問題がない事を確認した上で使用すること。
 - ・万一機能的に不具合があると判断した場合は、直ちに使用を避け製造販売元へ連絡すること。
- <併用医療機器>
- ・関連製品や使用するツール類などの特徴や組み合わせ等を正確に把握し、最良の取り扱い方をする必要があります。
- [破損や不適切な設置による術後成績不良が発生する恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

- <適用対象（患者）>
- ・ステンレス、チタン、シリコンゴム又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- <併用医療機器>
- ・原則的に他社製品との組み合わせは行わないこと。
- [破損や不適切な設置による術後成績不良が発生する恐れがあるため。]
- <使用方法>
- ・修理技術者以外の人には絶対に分解、修理、改造、彫刻等を行わないこと。但し、分解洗浄が可能なものは除く。
- [復元不能、人的損害、異常動作等によりケガをする可能性があるため。]

*【形状・構造及び原理等】

形状（形状の違うものがある。）



**ドライバー（材質：ステンレス、シリコンゴム）



** HEX ドライバー
（材質：ステンレス、シリコンゴム）



** WR/TBP ドライバー
（材質：ステンレス、シリコンゴム）



ハンドレンチ（材質：ステンレス）



ラチェットレンチ（材質：ステンレス）



エクステンション（材質：ステンレス、シリコンゴム）



メジャー（材質：純チタン）



タップ（材質：ステンレス、アルミニウム）



ツール BOX

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、再使用可能である。

【使用方法等】

使用前

- ・使用前に洗浄し滅菌を行うこと。

操作方法

- ・歯科用インプラントの外科手術や関連操作の際に使用する。
- （詳細については取扱説明書を参照すること。）

使用方法に関連する使用上の注意

- ・口腔内に放置しないこと。

【使用上の注意】

- ・本品については術前に十分操作方法に精通すること。また組み合わせる製品に関しても十分に理解すること。[操作マニュアル等を熟読すること。]
- ・本品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄し滅菌を行うこと。
- ・オートクレーブ滅菌の場合は121℃で20分間行い、十分に乾燥させること。

重要な基本的注意

- ・金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・高温多湿、直射日光を避け常温で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・清潔な場所で保管すること。
- ・血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

維持

- ・付着した汚れは速やかにアルコール脱脂綿等で拭きとること。
- ・使用後の汚れは洗浄剤を用い柔らかいブラシ等で十分洗浄し、脱脂用洗浄剤等を用い超音波洗浄を行うこと。洗浄後は洗浄剤が残らないよう十分なすすぎを行い、水分を拭き取ったのち清潔な場所で速やかに乾燥させること。

管理

- ・ 過度の衝撃を加えないよう十分注意して取り扱うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社ブレンベース
電話番号 03-3778-0745