

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用気管イントロデューサーチューブ JMDN コード 41829000

ビゴン ブジー ブシニャック

再使用禁止

【警告】

- ・気管チューブの径に適合した本品を使用すること。
- ・包装に異常（破損、開封済み等）のあるものは使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・本品は滅菌済み単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨てし、再使用しないこと。
再使用は、本品の物性及び生物学的特徴を損なう可能性があります、感染等の原因になります。

【形状・構造及び原理等】

先端部が湾曲しており、これにより気管内への挿管が容易に行える。
また、2 本の管で構成されており 1 本の管は、透明で近位部が閉じ遠位部は、開放されている。
もう 2 本目の管は、着色されており近位部が開放、遠位部が閉じている。緊急時には酸素供給可能である。
(原材料)
チューブ：ポリエテルブロックアミド



付属品

製品番号	長さ	*適合チューブの内径
5576.01	70cm	6mm～11mm
5576.02	60cm	4mm～*5.5mm
5576.03	50cm	2.5mm～3.5mm

【使用目的、効能又は効果】

通常の経口挿管又は困難な経口挿管時に用いる。本品は、経口気管イントロデューサーで、適切な方向調整を行えるよう先端が湾曲している。緊急時には酸素供給可能な細長い棒状の器具。
本品は、滅菌済み単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

〈挿入法〉

1. 喉頭鏡を操作し声帯間に本品を挿入する。（必要ならば酸素供給下で行なう。）
2. 気管内通過時で隆起を感じる。（患者状態により必要ならば本品の近部位より付属部品を取付け酸素供給が可能）
3. 喉頭鏡を取り出す。（酸素供給を行った場合、酸素供給部を取り外す）
4. 本品に沿って気管チューブを挿入する。
5. 本品を抜き取る。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 医師の指示以外で使用しないこと。
2. 緊急の酸素供給をする場合は、その影響等に熟知した者が行うこと。
3. 使用前にパッケージが破損または開封していないか、確認すること。前述の状態が確認された場合は使用しないこと。

可能性のある合併症

本品の使用に関連して、可能性のある有害事象は以下のとおりである。
気道粘膜損傷、気管支損傷

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管
有効期間：外箱の表示を参照

【包装】

10 パック入り／箱（1 パック毎包装）

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ビゴン・ジャパン

〒531-0071

大阪府大阪市北区中津 1 丁目 15 番 15 号

中津第 2 リッチビル 3 階

電話 06-6131-5300（代表）

外国製造業者：ビゴン社(VYGON S.A.)

外国製造所国名：フランス(FRANCE)