

ビゴン レクトロ・キャス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

使用方法

- ・血管造影等の高圧注入ラインに使用しないこと。[破損のおそれがある。]
- ・最高耐圧 3.9MPa 以下で使用する。[破損、液漏れのおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

構造・構成ユニット

a) ストレートタイプ



b) スパイラルタイプ



番号	構成品
1	オスルアー・コネクター
2	チューブ
3	メスルアー・コネクター
4	プロテクター
5	キャップ

（材質）

オスルアー・コネクター：ポリエチレン

チューブ：ポリエチレン

メスルアー・コネクター：ポリエチレン

本品は天然ゴムを使用しておりません。

ストレートタイプには、青/赤色のクリップがついており、必要に応じてチューブの識別用等に使用する。

【使用目的、効能又は効果】

輸液などのラインを延長するために用いるチューブである。

【操作方法又は使用方法等】

本品は手技に精通した医師の管理下で使用する。

1. 本品を使用する前に、包装及び本品に、汚れ、破損がないことを確認する。
2. 本品を清潔操作で滅菌袋から取り出し、プライミングを行ってチューブ内の空気を完全に追い出してください。
3. 本品のメスルアー・コネクターに、輸液セット及び延長チューブなどのオスルアー・コネクターを確実に接続すること。また、本品のオスルアー・コネクターと輸液セット及び延長チューブなどのメスルアー・コネクターを確実に接続すること（それ以外のコネクターへの接続は、液漏れや緩みが生じる可能性があります）。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品を使用するラインの接続誤りがないか、また確実に接続されているかを確認すること。
2. 本品を、三方活栓・延長チューブ等のメスルアーテーパーへ接続する際は、確実にロックして接続してください（ロックが不十分な場合、外れや液漏れの可能性があります）。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 内容物が正しく入っており、瑕疵のないことを確認すること。
3. 接続等の際に、汚染が起きないように注意すること。
4. 投与する医薬品によっては、本体に破損を生じ薬液が漏れる可能性があるがあるので、使用する医薬品の添付文書等をよく読んで使用すること。
5. 本品を接続するラインの全ての接続箇所に緩み、外れがないことを常に確認すること。
6. 使用中は、チューブの折れによる閉塞に注意すること。
7. 包材を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
8. 本品に他の製品を接続して使用する場合は、製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示を熟知して使用すること。
9. チューブを鉗子等でつまんだり、ハサミや刃物等で傷つけないこと。[液漏れ、空気混入、チューブの破断の恐れがある]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法

高温・多湿・直射日光をさけ常温で保管

使用期間

外箱の表示を参照

【包装】

a) ストレートタイプ 50 本/箱

b) スパイラルタイプ 15 本/箱

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業：株式会社ビゴン・ジャポン

大阪府大阪市北区中津 1 丁目 15 番 15 号

中津第 2 リッチビル 3 階

06-6131-5300（代表）

外国製造業者：ビゴン社(VYGON S.A.)

外国製造所国名：フランス(FRANCE)

