

別紙1—1

2017年6月19日

届出番号12B3X10013000013

改訂 2017年9月19日

類別および一般の名称：器39医療用鉗子 耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子
一般医療機器（JMDNコード70936000）

販売名：チタン耳かき

【禁忌・禁止】

- 1、耳の奥まで入れすぎると鼓膜等を傷つける恐れがあるので、先端より1cm以上奥に入れないでください。
- 2、耳の中に異常があるときは使用しないでください。
- 3、他の用途にご使用しないでください。

【形状・構造】

- 1、全長140mm
- 2、直径5.5mm



【原材料】

純チタン

【使用方法】

スプーン形部分を耳の中へ入れ耳内から身体組織その他沈着物をかき取る

【使用上の注意】

- 1、火のそばに置かないでください。
- 2、耳の奥まで入れすぎると鼓膜等を傷つける恐れがあるので、先端より1cm以上奥に入れないでください。
- 3、耳の中に異常があるときは使用しないでください。
- 4、衛生上定期的に煮沸消毒をしてください。
- 5、さじ部に力を加えないように保管してください。
- 6、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 7、他の用途にご使用しないでください。
- 8、取り扱い上の注意書を大切に保管してください。

【包装】

- 1 本単位で包装する

【保管方法及び有効期間】

（保管方法）

- 1、保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後は必ず乾燥させること
- 2、「もらい錆」を防ぐために、錆のある器具と一緒に保管しないこと

【製造販売業者及び製造業の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者	ピーティーアンドサヒインターナショナル（株）
住 所	千葉県千葉市稲毛区山王町412-2
電 話	043-312-2186