

添付文書

別添

認証番号：301ALBZX00010000

2017年8月作成 第1版

歯科材料02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 70823000

アクア カラーリキッド

【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外の用途には私用しないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏性の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は液状であり、セラミックス系歯科修復物の色調調整に使用する。また、本品には複数の色調がある。

2. 色調

各製品の色調表

Dentine Liquid	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4	50ml
Color Liquid	Gray, Pink, Violet, Brown, White, Orange, Blue, Dark gray	20ml
Opaque Liquid	Snow, Snow Lite	20ml

3. 成分

水、硝酸鉄

4. 原理

本品をセラミックス系歯科材料表面に塗布し、乾燥させた後焼成することにより着色する。

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いること。

【使用方法等】

- (1) ジルコニア製の歯科修復物の切削加工後、切削加工粉を除去する。
- (2) ジルコニア製の歯科修復物をよく乾燥させる。
- (3) 使用前に本品をよく振る。
- (4) ジルコニア製の歯科修復物への着色
 - ① ブラシ法
 - 1) 別の清掃をした容器に適量を注ぐ。
 - 2) 金属を用いないブラシでジルコニア製の歯科修復物に塗布する。
 - ② 浸漬法
 - 1) 別の清掃をした容器に適量を注ぐ。
 - 2) ジルコニア製の歯科修復物を浸漬する。

- 3) 取り出した後、室温で乾燥させる。
- (5) 乾燥後、歯科切削加工用セラミックス使用説明書に明記された方法で最終焼結する。
- (6) 通法に従い、仕上げ研磨を行う。又は、酸化ジルコニア用陶材の築盛焼成を行い、仕上げ研磨を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 本品を用途以外には使用しない。
- (2) 使用後は直ちにキャップを閉める。
- (3) 浸漬に使用するピンセットはプラスチック製の物を使用する。
- (4) 小分けした液は、元の容器に戻さない。

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品を吸入や飲用しない。
- (2) 本品を万一、引用した場合無理に吐き出さず、水でよくすすぐこと。
- (3) 本品が皮膚についた場合、温水と石鹸で洗い流すこと。それでも異常がある場合は、医師の診断を受けること。
- (4) 本品が目に入らないように注意すること。万一、目に入った時は、流水で十分にすすぐこと。それでも異常がある場合は、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温多湿、直射日光を避けて冷蔵保管すること。
- (2) 使用後は直ちにキャップを閉めること。
- (3) 本品は、幼児・小児・老人の手の届かない場所に保管し、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。

2. 使用期限

・製造日から1年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ピカッシュ

住所：〒869-1102

熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話 番号：096-340-5801

FAX番号：096-340-5383

製造国：大韓民国