

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具(JMDN 70722000)

【BTI デンタルインプレッションコンポーネンツ】

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品を歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の変形や改造等はしないこと。
5. 他社製品と組み合わせて使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ・口腔内のインプラントにインプレッションコーピングを嵌合させ、スクリウドライバーを使用してコーピングスクリューを固定し、インプラントとコーピングを締結する。
この時、コーピングスクリューを強く締め付けないように注意すること。
- ・通法に従い、印象採得を行う。

【使用上の注意】

1. 材料のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食することがある。
2. 再使用および再滅菌は、故障の原因となる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・清潔で乾燥した場所に常温で保管すること。
- ・歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

本品の使用前後は、破損、ヒビ、キズや腐食等がないか確認すること。これがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：BTI ジャパン株式会社

住所：東京都千代田区神田司町 2 丁目 19 番地

電話番号：03-5577-4580

製造業者

名称：ビーティーアイ バイオテクノロジー インステ

ィチュート エスエル（国名：スペイン）

B.T.I. Biotechnology Institute, S.L.

【形状、構造及び原理等】

品番名	形状	品番名	形状
CIDMIUPU		INCIDU	
		INCIDU2	
		INCIDU3	
		INCIDU4	
CIMIPA		INCII3253	
CIMIPEU		INCII33	
CIMIPEUA		INCIIA5	
CIMIUPA		INCIIA51	
CIMIUPE		INCIIA6	
		INCIIA61	
CIMIUPU		INCIIIE3	
		INCIIIE31	
CIMIUPUA		INCIDE2	
		INCIDE3	
INCIDA		INCIDE4	
INCIIIE4		INCIRIA5	
INCIIIE41		INCIRIA51	
INCIIU4		INCIRIE5	
INCIIU41		INCIRIE51	
INCIIU5		INCIRIU5	
INCIIU51		INCIRIU51	

取扱説明書を必ずご参照ください

