

機械器具（21）内臓機能検査用器具
再使用可能な心電用電極（JMDN コード 42489000）
一般医療機器

胸部電極

*【禁忌・禁止】

- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI 検査）と併用しないでください。
〔相互作用の項参照〕

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、胸部に装着する再使用可能な心電用電極です。

形状



接触面寸法 成人用：φ21 mm
小児用：φ15 mm

原理

患者の体表に設置し、体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動を波形で表示する）に伝達する導体です。この電気活動を記録する一般的な装置は心電計になります。

*【使用目的又は効果】

患者の体表に設置し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体です。本品は再使用可能です。

*【使用方法等】

* 使用方法

- ・電極板の接続部に、誘導コードのチップ部を接続します。
- ・胸部の電極取り付け部位の汚れや油分をふき取り、心電図用クリームを塗ります。
- ・電極の接触面にも薄くクリームを塗り、ゴム球を摘み取付け部位に吸着させます。

* 使用方法等に関連する使用上の注意

- ・クリームの塗りすぎによる誘導部位の接触や電極同士が接触しないように注意してください。
- ・新しい電極と古い電極の併用、またディスク電極との併用はしないでください。電位差の違いにより記録できないことがあります。

【使用上の注意】

* 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・傷や炎症など皮膚障害のある部位には装着しないでください。

* 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

* 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI）	使用禁止	誘導起電力により局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。 また MRI 装置への吸着があります。

*【保管方法及び有効期間等】

* 保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

温度範囲-10～50℃

湿度範囲 10～95%

耐用期間

本製品は消耗品です。

使用状況により耐用期間に差異が生じます。

【保守・点検に係る事項】

* 洗浄・消毒

- ・使用後はクリームなどの汚れを石鹸水でよく洗い落とし、水気を残さないようにして保管してください。
- ・消毒は 70% アルコールのような消毒液で軽く拭いてください。洗浄液、温水、蒸気、熱風等には浸さないでください。
- ・金属部に錆が発生した場合は、紙やすりなどで金属表面の光沢が出る程度まで研磨してください。磨いた後は研磨カスをきれいに洗い落としてから使用してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



FUKUDA M-E KOGYO CO., LTD.

フクダ エム・イー工業 株式会社

千葉県流山市南流山 6-26-8

電話番号 04-7158-9020