

「カプノガード 1265」の付属品

エアウェイアダプタ

【警告】

1. 呼吸回路に接続した場合、呼吸回路に閉塞またはリーク（漏れ）の無いことを確認してください。[接続が不完全な場合、換気障害等を引き起こす恐れがあるため。]
2. 患者に接続する前に、滅菌を実施してください。[交差感染防止のため。]

【形状・構造及び原理等】

形状



エアウェイアダプタ 7007
(センサ-CO2 (成人・小児) 再使用型)



エアウェイアダプタ 7053
(センサ-CO2 (新生児) 再使用型)

使用環境

周囲温度：10～40℃

相対湿度：0～90%R.H. (ただし結露の無い状態)

【使用目的又は効果】

使用目的

呼吸回路に設置される赤外線透過窓を有した CO2 センサ接続固定用アダプタです。

【使用方法等】

使用方法

1. 患者対象に応じ、呼吸回路に接続してください。
2. 呼吸回路にリークの無いことを確認してください。
3. CO2 センサを差し込み固定します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 赤外線透過窓に損傷がある場合は使用しないでください。
2. ネブライザーを使用する際は本品を回路から取り除いてください。[粘度の高い噴霧剤により汚れやすくなるため。]
- *3. 指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあるため。]

4. 本品を気管内 (ET) チューブと呼吸回路間に設置しないでください。[患者の分泌物が赤外線透過窓を塞ぐ恐れがあるため。]
5. 本品の赤外線透過窓は垂直位置で、呼吸回路より高い位置に設置してください。[患者の分泌物が窓に溜まりにくくするため。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 周囲温度：－10～50℃
- ・ 相対湿度：0～90%R.H. (ただし結露の無い状態)

耐用期間

- ・ 2 年 [自己認証 (自社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

滅菌方法

オートクレーブ 120℃ 30 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121 (代)

製造業者

レスピロニクス ノバメトリックス、米国
Respironics Novamatrix, LLC, USA